



**GIMA**

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

---

***CALIBRO PER NEONATI  
BABY MEASURING ROD WITH CALIPERS  
JAUGE POUR BÉBÉ  
CALIBRE PARA BEBÉS  
MEDIDOR PARA RECÉM-NASCIDOS  
MESSSCHIEBER FÜR NEUGEBORENE  
PEDIOMETRU TIP RIGLĂ PENTRU NOU-NĂSCUȚI  
KROPPSMÄTARE FÖR SPÄDBARN***

---

### FÖRORD

Syftet med denna bruksanvisning är att ge kunden alla möjliga indikationer om KROPPSMÅTAREN FÖR SPÅDBARN förutom de instruktioner för användning och skötsel som tillåter att bevara både prestanda och effektivitet hos KROPPSMÅTAREN FÖR SPÅDBARN.

Bruksanvisningen ska förvaras i gott skick och läggas på åtkomlig plats för snabb konsultation.

### AVSEDD ANVÄNDNING

Denna KROPPSMÅTARE FÖR SPÅDBARN är ett instrument som har i funktion att mäta i cm, med en precision på  $\pm 1$  cm, längden på spädbarnets kropp, eller dess kroppsdelar.

### BRUKSANVISNING

För de två mätpetsarna till den del av kroppen som ska mätas och läs av värdet som anges på den graderade skalans index.

Anordningen har en graderad stav med två typer av skala för måttet: in cm

- A) skalan med det minsta tecknet från 0-90 cm steg 0,5 cm – tolerans  $\pm 0,5$  cm
- B) den större skalan från 0-90 cm steg 0,5 cm – tolerans  $\pm 0,5$  cm

Kan även användas vertikalt genom att rikta den inre mätpetsen i 90° genom att föra den mot den graderade staven

### ANVISNINGAR/SKÖTSEL

KROPPSMÅTAREN FÖR SPÅDBARN får endast användas av kvalificerad personal.

Använd inte om den är skadad. Utför inte reparationer själv, kontakta tillverkaren vid behov.

Då förpackningen öppnats, kontrollera alla delar som produkten består av. Kontrollera att allt finns och är i perfekt skick.

Rengöringen av KROPPSMÅTAREN FÖR SPÅDBARN ska utföras med en trasa som fuktats med substanser som inte förstör aluminium, som till exempel, alkohol eller fönsterputsmedel.








KROPPSMÅTAREN har konstruerats för att vara i tiden: den är beständig mot de flesta kemiska produkter, med undantag för metyletylketoner (M.E.K.), spädningssmedel och lösningar för naglar.

KROPPSMÅTAREN ska alltid förvaras i sitt foder i torr miljö.

### BESKRIVNING AV RESERVDELAR

Detalj nr	Beskrivning av delen
1	Mätpetsar
2	Mobilt stöd
3	Fast stöd
4	Graderad aluminiumstav
5	Plastlock

För utbyte av komponenterna ska instrumentet skickas till tillverkaren.

REF	Produktkod	LOT	Satsnummer
	Skyddas från solljus		Förvara på svalt och torrt ställe
	Den medicintekniska produkten överensstämmer med Direktiv 93/42/EEG		Tillverkare
	Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga		Läs bruksanvisningen
	Serienummer		

### GARANTIVILLKOR GIMA

Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader.

**REF** 10455 (GIMA 27326)



METRICA S.p.A.  
Via Grandi, 18  
20097 San Donato Milanese (MI) - Italia  
Made in Italy

Distribuito da / Distributed by / Distribué par / Distribuido por /  
Distribuído por / Vertrieben von / Distribuit de / Distribuert av:  
**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

