



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

AEROSOL AD ULTRASUONI PINGOO PINGOO ULTRASONIC NEBULIZER ULTRASCHALL AEROSOL PINGOO NÉBULISEUR ULTRASONIQUE PINGOO NEBULIZADOR POR ULTRASONIDOS PINGOO

Manuale d'uso
User manual
Gebrauchsanweisung
Manuel de l'utilisateur
Guía de Uso



ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.
ACHTUNG: Die Bediener müssen vorher dieses Handbuch gelesen und verstanden haben, bevor sie das Produkt benutzen.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

REF 28117



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) Italy
Made in China



0476



INDICE • CONTENTS • INHALT • TABLE DES MATIERES • INDICE

Italiano	4
English	8
Deutsch	12
Français	16
Español	20



IT - Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici.

Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per ulteriori informazioni sui luoghi di raccolta, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto. In caso di smaltimento errato potrebbero venire applicate delle penali, in base alle leggi nazionali.

GB - Disposal: The product must not be disposed of along with other domestic waste.

The users must dispose of this equipment by bringing it to a specific recycling point for electric and electronic equipment. For further information on recycling points contact the local authorities, the local recycling center or the shop where the product was purchased.

If the equipment is not disposed of correctly, fines or penalties may be applied in accordance with the national legislation and regulations.

DE - Entsorgung: Das Produkt darf nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden.

Der Benutzer muss sich um die Entsorgung der zu vernichtenden Geräte kümmern, indem er sie zu einem gekennzeichneten Recyclinghof von elektrischen und elektronischen Geräten bringt.

Für weitere Informationen bezüglich der Sammelpunkte, bitten wir Sie, Ihre zuständige Gemeinde, oder den lokalen Müllentsorgungsservice oder das Fachgeschäft, bei dem Sie das Gerät erworben haben zu kontaktieren. Bei falscher Entsorgung könnten Strafen, in Bezug auf die gültigen Landesgesetze erhoben werden.

FR - Élimination des déchets d'EEE: Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

Les utilisateurs doivent remettre leurs appareils usagés à un point de collecte approprié pour le traitement, la valorisation, le recyclage des déchets d'EEE. Pour obtenir plus d'informations sur les points de collecte des équipements à recycler, contactez votre mairie, le service local de collecte et de traitement des déchets ou le point de vente du produit.

Toute personne contrevenant aux lois nationales en matière d'élimination des déchets est passible de sanctions administratives.

ES - Eliminación: El producto no ha de ser eliminado junto a otros residuos domésticos.

Los usuarios tienen que ocuparse de la eliminación de los aparatos por desguazar llevándolos al lugar de recogida indicado por el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos. Para más información sobre los lugares de recogida, contactar el propio ayuntamiento de residencia, el servicio de eliminación de residuos local o la tienda en la que se compró el producto. En caso de eliminación equivocada podrían ser aplicadas multas, en base a las leyes nacionales.

IT - Il nebulizzatore ultrasuoni PINGOO è concepito per il trattamento dell'asma, delle malattie costrittive delle vie respiratorie ed altre patologie dell'apparato respiratorio che richiedano la somministrazione di medicinali in aerosol.

PINGOO non è indicato per la somministrazione di Pentamidina.

GB - The PINGOO is an ultrasonic nebulizer that is intended for use in the treatment of asthma, COPD and other respiratory ailments in which an aerosolized medication is required during therapy.

The PINGOO is not intended for use Pentamidine. It is intended for single patient use.

DE - PINGOO ist ein Ultraschall Zerstäuber, der für die Behandlung von Asthma, chronischen Lungenkrankheiten und anderen Beschwerden der Atemwege, die die Inhalation eines Medikamentes notwendig machen, vorgesehen ist.

PINGOO ist nicht für die Behandlung mit Pentamidine geeignet.

FR - Le nébuliseur à ultra-sons PINGOO est conçu pour le traitement de l'asthme, des maladies astringentes des voies respiratoires et autres pathologies de l'appareil respiratoire, qui demandent l'administration de médicaments en aérosol.

PINGOO n'est pas indiqué pour l'administration de Pentamidine.

ES - El nebulizador a ultrasonido PINGOO está concebido para el tratamiento del asma, de las enfermedades constrictivas de las vías respiratorias y otras patologías del aparato respiratorio que requieren la aplicación de medicamentos en aerosol.

PINGOO no es indicado para el suministro de Pentamidina.



IT - LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO

GB - READ THIS GUIDEBOOK COMPLETELY BEFORE OPERATING THIS UNIT

DE - DAS GERÄT IST FÜR EINZELBENUTZUNG VORGESEHEN.

FR - LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

ES - LEER ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO



3 JAHRE GARANTIE

Sie erhalten für das Gerät eine Garantie über 3 Jahre gegen alle möglichen Fabrikationsfehler. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum.

Was tun im Störfungsfall?

1. Packen Sie das Gerät in die Originalverpackung und bringen Sie es zusammen mit dem Garantieschein zum Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
2. Das Gerät wird an den offiziellen Vertreter für die technische Überprüfung geschickt.
3. Wenn das Gerät einen Fabrikationsfehler aufzeigt, erhalten Sie vom Händler ein neues Gerät.

EINFÜHRUNG

Grundsätzlich sollten Sie Ihr PINGOO Ultraschall Zerstäuber stets unter der Anleitung Ihres Arztes bzw. Ihres Therapeuten einsetzen.

Wir danken Ihnen für den Erwerb von PINGOO. Bei entsprechendem Sorgfalt wird Ihnen PINGOO für mehrere Jahre eine zuverlässige Behandlung ermöglichen. Mit PINGOO Ultraschall Zerstäuber ist ein kompaktes, leichtes und komfortables Gerät entwickelt worden. Das Gerät benötigt normales Leitungswasser oder destilliertes Wasser, um zusammen mit dem Ihnen verschriebenen Medikament den sehr effektiven und hochfrequenten Dunst zu erzeugen.

Dank fortschrittlicher Ultraschalltechnologie verläuft die Behandlung geräuschlos. Eine dreifach kontrollierte Luftdurchflutung ermöglicht die genaue Befolgung der Verordnungen Ihres Arztes. Das Gerät kann sowohl an die Steckdose angeschlossen als auch mit der Batterie betrieben werden. Die leichte, sichere und komfortable Handhabung des Gerätes ermöglicht eine ideale Verwendung für Menschen jeden Alters.

! WIR EMPFEHLEN IHNEN, DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG AUFMERKSAM ZU LESEN, UM DIE EIGENSCHAFTEN IHRES PINGOO ULTRASCHALL ZERSTÄUBERS KENNZULERNEN. SIE WERDEN ERKENNEN, DASS SIE MIT DIESEM GERÄT EIN KOMFORTABLES UND ZUVERLÄSSIGES INSTRUMENT ZUR BEHANDLUNG IHRER ATEMORGANE ERWORBEN HABEN.

VORSICHTSMAßNAHMEN


Bitte beachten Sie stets die unten aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung des Gerätes.

Setzen Sie das Gerät nur (1) wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben und (2) nur mit den vom Arzt verschriebenen Medikamenten ein.

BITTE VOR VERWENDUNG DES GERÄTES LESEN!

- Um elektrischen Schlag zu vermeiden: Halten Sie Gerät vom Wasser fern! Fassen Sie das Kabel des Gerätes nicht mit feuchten Händen an! Tauchen Sie den AC-Adapter nicht ins Wasser hinein! Benutzen Sie das Gerät nicht während des Badens! Wenn das Gerät ins Wasser gefallen ist, ziehen Sie zuerst den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät aus dem Wasser herausholen!
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Teile beschädigt sind (z.B. Netzkabel oder Stecker) oder wenn es ins Wasser gefallen ist! Schicken Sie es zur Überprüfung und Reparatur.

PRODUKTKOMPONENTEN



- Das Gerät darf nicht eingesetzt werden, wenn entzündliche Gase, Sauerstoff oder Spraydosen in der Nähe eingesetzt werden.
- Halten Sie die Öffnungen für den Luftdurchzug offen. Legen Sie das Gerät nicht auf eine weiche Unterlagen, wodurch die Luftöffnungen blockiert werden können.
- Versuchen Sie nicht das Gerät zu benutzen, wenn der Wasser- oder Medikamentenbehälter leer ist.
- Wenn Sie etwas ungewöhnliches beobachten, unterbrechen Sie die Behandlung und lassen Sie das Gerät überprüfen bzw. reparieren.

- Das Gerät darf nicht unbeobachtet gelassen werden, solange es angeschlossen ist.
- Benutzen Sie keine anderes Lösungsmittel als reines Wasser im Behälter. Das Gerät könnte beschädigt werden.
- Kippen oder schütteln Sie das Gerät nicht während der Benutzung.
- Das Öffnen des Aufsatzes während der Behandlung kann zu schwerer Beschädigung des Gerätes führen.
- Vor jeder Füllung oder Reinigung und nach der Benutzung des Gerätes ziehen Sie den Stecker des Gerätes aus der Steckdose heraus.
- Benutzen Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Zusatzgeräte.
- Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 20 Minuten bei einer Behandlung.
- Warten Sie 30 Minuten vor weiterer Benutzung des Gerätes.

VORSICHTMAßNAHMEN BEI DER BENUTZUNG

- Schützen Sie Ihre Augen vor dem heraustretenden Dunst
- Wechseln Sie das Wasser nach jeder Verwendung
- Verdünnen Sie das Medikament mit 2 ml oder weniger destilliertem Wasser oder Salzlösung, um ein Volumen von 4 ml zu erreichen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht während einer Fahrt.
- Wenn Sie etwas ungewöhnliches beobachten, unterbrechen Sie sofort die Benutzung.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Aufbewahrung

- Lagern Sie das Gerät nicht unter direkter Sonnenstrahlung und in den Räumen mit hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit.
- Halten Sie das Gerät von der Reichweite der kleinen Kinder fern.
- Wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen, ziehen Sie den Stecker heraus.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Reinigung

- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch den Medikamentenbehälter, die Munddüse und den Luftfilter. Schmutzige und abgenutzte Teile müssen entfernt werden.
- Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser hinein. Es kann beschädigt werden.
- Ziehen Sie den Stecker vor jeder Reinigung heraus.
- Reinigen Sie alle notwendigen Teile des Gerätes, wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben ist.

REINIGUNG

Es ist sehr wichtig, Ihr PINGOO Ultraschall Zerstäuber zu reinigen, vor dem ersten Gebrauch und nach jeder Benutzung.

Merke: Ziehen Sie den Stecker heraus und tauchen Sie niemals das Gerät ins Wasser hinein.

Reinigung der Teile:

Die Munddüse, das Nasenstück, das Verlängerungsrohr, die Maske, der Aufsatz, der Medikamentenbehälter, der Luftflussdeckel, der Ventilator und das Luftfilter müssen mit einem weichen Schwamm oder mit einem kommerziell erhältlichen Desinfektionsmittel gereinigt werden. Reinigen

und trocknen Sie jedes Teil gründlich vor der Benutzung des Gerätes.

Reinigen des Hauptteils:

Das Hauptteil muss mit einem weichen Tuch, einem milden Reinigungsmittel und Wasser gereinigt werden.

BENUTZUNG DES GERÄTES

Befolgen Sie die vorher genannte Reinigungsanleitung, bevor Sie Ihr PINGOO Ultraschall Zerstäuber zum ersten Mal oder nach einer langen Zeit wieder benutzen.

Merke: Stets die Verbindung des Gerätes zum elektrischen Teil vor jeder Reinigung und nach jeder Benutzung trennen.

Wasserbehälter füllen



Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

1. Entfernen Sie den Aufsatz, in dem Sie ihn gerade nach oben ziehen (**Bild 1**).
2. Benutzen Sie Leitungswasser oder destilliertes Wasser mit einer Temperatur zwischen 20°C und 30°C (**Bild 2**). Es wird empfohlen, destilliertes Wasser zu nehmen
3. Füllen Sie den Wasserbehälter mit Leitungswasser oder destilliertem Wasser bis zur gekennzeichneten Höhe (zwischen 2 im Wasserbehälter eingezeichneten Linien) (**Bild 3**).

Merke: Geben Sie kein anderes Lösungsmittel außer Wasser in den Wasserbehälter. Das Gerät könnte beschädigt werden. Füllen Sie den Behälter bis zur richtigen Höhe!

Hinweis:

- Wenn Sie kühleres Wasser als 20°C verwenden, wird weniger Dunst als nötig erzeugt.
- Wenn Sie wärmeres Wasser als 30°C verwenden, wird mehr Dunst als nötig erzeugt.

Medikamentenbehälter füllen

1. Setzen Sie den Medikamentenbehälter in den Wasserbehälter.
2. Gießen Sie das Medikament direkt in den Medikamentenbehälter.
3. Setzen Sie den Aufsatz wieder ein.

Merke:

- Das maximale Volumen des Medikamentenbehälter beträgt 4,5 ml und darf nicht überschritten werden.
- Verdünnen Sie das Medikament mit 2 ml oder weniger destilliertem Wasser oder Salzlösung, um ein Volumen von 4 ml zu erreichen.
- Verwenden Sie nur die von Ihrem Arzt verschriebenen Medikamente

AC-Adapter anschließen

1. Stecken Sie den Adapterstecker in den ACEingang des Gerätes. (**Bild 4**).
2. Verbinden Sie den Adapter mit der Steckdose.

Das Gerät starten

1. Stellen Sie das Gerät auf eine feste, flache und trockene Unterlage.



Fig. 4

Kontrollieren Sie, ob der Wasser- und der Medikamentenbehälter gefüllt sind und die Munddüse korrekt auf dem Aufsatz liegt.

2. Drücken Sie dann die Start-Taste.

Hinweis:

- Ihr Gerät regelt automatisch den Luftdurchfluss auf einen maximalen Wert.
- Die Luftdurchfluss-Lampe leuchtet beim Erreichen des maximalen Wertes.

Einstellen der Luftfluss- und der Dunstmenge



Fig. 5

1. Für die Luftdurchflussmenge hat Ihr Ultraschall Zerstäuber 3 Einstellungen: Maximum, Medium und Minimum.

2. Stellen Sie die Luftdurchflussmenge so, wie Ihnen Ihr Arzt empfohlen hat. Die Lampe zeigt Ihnen das eingestellte Volumen (Maximal, Medium oder Minimum) (Bild 5).

3. Eine Durchfluss-Regulierdüse innerhalb des Gerätes regelt die Durchflussmenge. Wenn die Dunstmenge zu hoch ist, muss diese Düse vorsichtig, nach dem das Gerät vollständig gekühlt worden ist, abgenommen werden. Danach starten Sie das Gerät erneut und fahren Sie mit der Behandlung fort.

Die Behandlung starten

1. Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes.
2. Ihr Gerät beginnt mit einer geringen Zerstäubung und erhöht sie nach einigen Minuten.

Merke:

- Schützen Sie Ihre Augen vor dem heraustretenden Dunst.
- Wenn Sie etwas ungewöhnliches beobachten, unterbrechen Sie sofort die Benutzung.
- Kippen oder schütteln Sie das Gerät nicht während der Benutzung.
- Öffnen des Aufsatzes während der Behandlung kann zur schweren Beschädigung des Gerätes führen.

Die Behandlung beenden

1. Nach Beendigung der Behandlung Schalten Sie das Gerät ab, sonst schaltet sich das Gerät nach etwa 10 Minuten automatisch ab.
2. Trennen Sie den AC-Adapter von der Steckdose, und lösen Sie die Verbindung zwischen den AC-Adapter und dem Gerät.
3. Lassen Sie das Gerät für 20-30 Minuten abkühlen.

Merke:

- Das Gerät darf nicht länger als 20 Minuten hintereinander benutzt werden.
- Warten Sie nach jeder Benutzung 30 Minuten, bevor Sie das Gerät wieder verwenden.

Nach jeder Benutzung

1. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen
2. Entfernen Sie den Aufsatz
3. Nehmen Sie den Medizinbehälter vorsichtig heraus, und schütteln Sie den Rest des Medikaments weg.
4. Leeren Sie den Wasserbehälter.
5. Wischen Sie den Wasserbehälter und das Verbindungsrohr mit einem weichen und flusenfreien Stoff.

6. Folgen Sie den Reinigungsschritten, wie sie in dieser Anleitung gegeben sind.

STÖRUNGSBESEITIGUNG

Wenn Sie während der Benutzung des Gerätes etwas ungewöhnliches beobachten, bitte prüfen und handeln Sie wie folgt: Gerät funktioniert nicht, obwohl der Schalter eingeschaltet ist

- Prüfen Sie die Verbindung zwischen den AC-Adapter zur Steckdose bzw. zum Gerät.
- Prüfen Sie, ob der Wasserbehälter bis zur vorgeschriebenen Stelle gefüllt ist.
- Wenn Sie das Gerät mit der Batterie betreiben, prüfen Sie, ob die Batterie vollständig geladen und in der richtigen Lage im Gerät gesteckt ist.

Kein Dunst bzw. wenig Dunst

- Prüfen Sie, ob der Medizinbehälter gefüllt, oder ob er beschädigt ist.
- Überprüfen Sie, ob das Verbindungsrohr gereinigt und nicht verstopft ist.

Ersatzteile

Ersatzteile werden von ihrem Händler geliefert bzw. über Email bestellt. Für nähere Information siehe die separate Ersatzteilliste. Ihr PINGOO Ultraschall Zerstäuber kann mit wiederaufladbarer Batterie betrieben werden, wenn kein Strom aus der Steckdose zur Verfügung steht. Die Lebensdauer der mitgelieferten Batterie beträgt ca. 2 Jahre. Die Lebensdauer ist jedoch von der Art der Benutzung, Aufbewahrung und Aufladung abhängig.

AUFLADEN DER BATTERIE

1. Verbinden Sie den Adapter mit der Steckdose
2. Stecken Sie den Adapter-Stecker in den AC-Eingang des Gerätes. (Bild 1).

Hinweis:

- Vor der ersten Benutzung, nach einer langen Lagerung oder nach 4 bis 12 Stunden Einsatz müssen Sie die Batterie mindestens für 24 Stunden aufladen.


- Volle Batterie ermöglicht 30-40 Minuten Einsatz.
- Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, wird sie mit minimalem Strom aufgeladen. Deswegen wird empfohlen, die Batterie nach jedem Einsatz aufzuladen. Sie können sie über Nacht aufladen lassen.

Einsatz der Batterie

1. Stecken Sie den Batteriestecker in die entsprechende Steckdose des Gerätes. (Bild 1).
2. Benutzen Sie das Gerät wie es in dieser Anleitung beschrieben ist.
3. Wechselt die Anzeige zu rot, bedeutet dies, dass die Batteriespannung nicht ausreichend ist und sie aufgeladen werden muss.

Fig. 1

4. Nach der Benutzung beseitigen Sie die überschüssige Flüssigkeiten (das Wasser und das Medikament) bevor Sie die Batterie vom Gerät trennen.
5. Die Batterie stets vom Gerät trennen, wenn sie nichtgebraucht wird.



Vorsicht bei der Batterie:

- Verwenden Sie die Batterie nicht für andere Geräte als für Ihren PINGOO Ultraschall Zerstäuber und versuchen Sie nicht, sie so zu ändern, dass sie bei anderen Geräten eingesetzt werden kann.

- Lagern Sie die Batterie nicht unter direkter Sonnenstrahlung und in den Räumen mit hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit.
- Vermeiden Sie, die Batterie auf metallische oder feuchte Unterlage oder in eine Metallschachtel zu legen. Dies kann dazu führen, dass durch Entstehung eines Kurzschlusses die Batterie aufgeheizt wird oder explodiert.



Spezifikationen des Gerätes













NAME UND TYP	PINGOO Ultrasonic Nebulizer
STROMVERSORGUNG	100-240 VAC, 50-60HZ
ENERGIEVERBRAUCH	ca. 10W
ULTRASCHALLFREQUENZ	2.5 MHz
ZERSTÄUBUNG	3 einstellbare Geschwindigkeiten ≥ 0.2 ml/min
PARTIKELGRÖßE	5 μ m MMAD
VOLUMEN DES MEDIKAMENTENBEHÄLTERS	ca. 5 ml
ZEITGEBER	ca. 10 Minuten
MAßE	12.5 cm x 6 cm x 8 cm
GEWICHT	ca. 185g
ZUBEHÖR	mundstück, dehnbarer schlauch, pädiatrische nasegabel, 5 wiederverwendbare Medikamentenbehälter, trafo 220/240-12VDC, pick-up täschen
TRANSPORT UND LAGERBEDINGUNGEN	-10°C bis 70°C, 0% bis 90% RH

Spezifikationen der optionalen Batterie



NAME UND TYP	PINGOO Ultraschall Zerstäuber wiederaufladbare Batterie
TYP	Ni-Cd
BATTERIESPANNUNG	12V DC
LADESTROM	60-90 mA
LADEZEIT	Mindestens 24 Stunden beim ersten Mal; 4-12 Stunden nach der Benutzung je nach Benutzung
KAPAZITÄT	600 mAh/12 VD (30-40 Minuten Dauergebrauch)
ARBEITSTEMPERATUR	0°C-45°C
LAGERTEMPERATUR	-18°C bis 45°C
MASSE	8,3 cm x 5 cm x 5 cm
GEWICHT	ca. 245 g

Symbole

	Produkt gemäß EU-Richtlinie		Erzeugniscode		WEEE
	Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen und befolgen		Hersteller		An einem kühlen und trockenen Ort lagern
	Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen		Herstellungsdatum		Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern
	Chargennummer (siehe Schachtel / Beutel)		Gerätetyp BF		Gerät der Klasse II



Entsorgung: Das Produkt darf nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden.

Der Benutzer muss sich um die Entsorgung der zu vernichtenden Geräte kümmern, indem er sie zu einem gekennzeichneten Recyclinghof von elektrischen und elektronischen Geräten bringt. Für weitere Informationen bezüglich der Sammelpunkte, bitten wir Sie, Ihre zuständige Gemeinde, oder den lokalen Müllentsorgungsservice oder das Fachgeschäft, bei dem Sie das Gerät erworben haben zu kontaktieren. Bei falscher Entsorgung könnten Strafen, in Bezug auf die gültigen Landesgesetze erhoben werden.

