



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ASPIRATORE MANUALE
HAND SUCTION UNIT
UNITÉ D'ASPIRATION MANUELLE
UNIDAD DE ASPIRACIÓN MANUAL
UNIDADE DE ASPIRAÇÃO MANUAL
HANDABSAUGGERÄT
SSAK MEDYCZNY RĘCZNY
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
وحدة الشفط اليدوية

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Należy poinformować producenta i kompetentne władze danego Kraju członkowskiego o każdym poważnym wypadku związanym z wyrobem medycznym naszej produkcji.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

يجب الإبلاغ فوراً عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز الطبي الذي زدنا به إلى الجهة الصانعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يقع فيها.

REF 28180



Deltai Medical & Health Articles (Suzhou) Co., Ltd.
88 Fuda Rd., Ludu, Taicang, Suzhou,
Jiangsu 215412, China
Made in China



Inocare Medical GmbH
Industriestr. 42, 74927 Eschelbronn, Germany



1. Produktbeschreibung

Das Absauggerät ist eine leichte tragbare Absaugereinheit, die von Hand betrieben werden kann und der anderen Hand ermöglicht, für andere wichtige Aufgaben frei zu sein. Das Absauggerät wurde für eine einfache Bedienung und Wartung entwickelt.

2. Bestimmungszweck des Produkts

Das Absauggerät ist dazu bestimmt, schnell und effektiv die Absaugung des Rachens und der Luftröhre für Mehrfachnotfälle vorzunehmen.

3. Technische Daten

Vakuum (max.): -400mmHg

Höchstleistung freier Luftstrom: >20 l/min

Volumen des Einwegbehälters: 250ml

Außendurchmesser des Katheter-Anschlusses: 10mm und 6mm

Betriebsumgebungstemperatur:

-20 Grad Celsius bis + 50 Grad Celsius (-4°F bis 122°F)


Umgebungstemperatur bei Lagerung:

-40 Grad Celsius + 60 Grad Celsius (-40°F bis 140°F)

Abmessungen: 230x60x190mm

4. Betriebsanleitung

1. Wählen Sie die passende Schlauchgröße (je nach Größe des Patienten) und befestigen Sie ihn an dem Adapter (wenn nicht bereits angeschlossen).



2. Schließen Sie den Adapter mit dem Schlauchstück am Deckel des Behälters an. Der Behälter muss an der Pumpe angeschlossen sein.
3. Das Absauggerät wird durch eine einfache Drückwirkung des Drückers betätigt. Ziehen oder drücken Sie den Drücker zum Pumpengriff. Dieser Drückmechanismus erzeugt ein Vakuum in der Pumpe und saugt die Flüssigkeiten in den Behälter.
4. Es gibt einen Kolben zum Überlaufschutz auf dem Absauggerät. Sobald die Schutzvorrichtung in Betrieb ist, wird die Flüssigkeit nicht in das Absauggerät angesaugt. Und dann ist das Absauggerät nicht in der Lage, den Absaugvorgang fortzusetzen. Zu diesem Zeitpunkt muss der Behälter ersetzt werden und dann geht der Betrieb weiter.
5. Sobald der Absaugvorgang abgeschlossen ist, entfernen Sie den Schlauch langsam vom Patienten. Entfernen Sie den gefüllten Behälter durch Ablösen des Behälters (und des Schlauchs) von der Pumpe. Geben Sie den Behälter zusammen mit dem Schlauch in die Polytüte. Entsorgen Sie den Einweg-Schlauch und den Einweg-Behälter entsprechend.
6. Falls erforderlich, kleben Sie für den Transport zum Labor ein Etikett auf den Behälter.

5. Reinigung und Lagerung

Desinfizieren Sie die Pumpe und behandeln Sie sie (durch Reinigung mit warmem Seifenwasser, mildem Reinigungsmittel, Bleichmittel-Lösung) vor der Einlagerung. Die Pumpe erfordert keine speziellen Wartungs- oder Lagerbedingungen.

6. Prüfung auf ordnungsgemäße Funktion

Überprüfen Sie den Zustand des Griffs und die Funktion der Pumpe bevor sie wiederverwendet wird. Montieren Sie einen Behälter, verschließen Sie die Ansaugöffnung mit dem Daumen und ziehen oder drücken Sie den Pumpengriff, um das Vakuum zu überprüfen.














Dieses Produkt enthält einen Saug-Hauptkörper, Adapter, Behälter und jeweils 10mm und 6mm Sauger.

7. Vorsicht

1. Es ist wichtig, die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
2. Wenn der Pumpengriff schwierig zu bedienen ist, kann eine Verstopfung aufgetreten sein. Fahren Sie mit dem Absaugen erst fort, wenn die Quelle der Verstopfung gefunden wurde (entfernen Sie die Verstopfung aus dem Katheter, dem Adapter oder dem Verschluss).

3. Wenn die Pumpe auf den Kopf gestellt wird, bewirkt der Überlaufschutzmechanismus, dass das Absaugen unmöglich wird.

Symbole

Symbol	Definition der Symbole	Symbol	Definition der Symbole
	Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen		Hersteller
	Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern		Herstellungsdatum
	An einem kühlen und trockenen Ort lagern		Autorisierter Vertreter in der EG
	Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745		Erzeugniscode
	Für einmaligen Gebrauch, nicht wiederverwenden		Chargennummer (siehe Schachtel / Beutel)
	Nicht steril		Gebrauchsanweisung beachten
	Medizinprodukt		

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.