

FABBRICA ARTICOLI
MEDICO SANITARI
MEDICAL SANITARY ITEMS

TITANOX s.r.l.

Via Canove, 2/a - Loc. Canove de Biazzi
26038 Torre de Picenardi (CR) Italy
Tel. +39 0375 394065 (r.a.) - Fax +39 0375 394067
Info@ titanox.it - www.titanox.it VAT IT 00679310193
Reg.Imp. CR Cod.Fis. e P.IVA 00679310193
Pos.Comm. Estero CR 005295 - R.E.A. CR n. 105063




**ISTRUZIONI D'USO/USER INSTRUCTIONS/INSTRUCTIONS D'EMPLOI
POLTRONA A ROTELLE / WHEEL CHAIR/ FAUTEUIL ROULANT
CODICE/ITEM CODE/REFERENCE**

T5000

Struttura in tubo ovale ed in tubo tondo d'acciaio verniciato con polvere epossidica.
Schienale regolabile tramite pompa a gas.
Poggiagambe regolabile manualmente.
Poggiapiedi in metallo estraibile manualmente.
Braccioli con snodi, regolabili manualmente in altezza.
Imbottitura in schiuma poliuretanicca ad alta densità ed ignifuga classe 1 IM.
Copertura in tessuto spalmato (skai), lavabile ed ignifugo classe 1 IM.
Maniglia di spinta posteriore.
Ingombro materasso: 166x55 cm.
Altezza da suolo a seduta: 56 cm.
Quattro ruote diam. 100 mm, di cui 2 direzionabili e 2 con freno.
Fornito con supporto portacartelle e vassoio portacoperte completo di cinghie per fissaggio bombola ossigeno.
****** L'articolo è fornito già assemblato.**

Structure made of epoxy painted oval and round steel tube.
Backrest adjustable by gas pump.
Legrest manually adjustable.
Metal footrest manually extractable.
Armrests with articulations, manually adjustable in height.
Padding made of high density polyurethane foam, fireproof class 1 IM.
Covering made of washable, fireproof, plastic material (leatherette) - fireproof class 1 IM.
Back push handle.
Mattress overall dimensions: 166x55 cm.
Height from floor to seat: 56 cm.
Four wheels diam. 100 mm, 2 of which are directional and 2 with brake.
Supplied with chart holder support and blanket tray complete with fixing belts to fix oxygen bottle.
****** The item is supplied already assembled.**

Structure en tube ovale et rond d'acier verni époxy.
Dossier réglable par pompe à gaz.
Repose jambes réglable manuellement.
Appui pieds en métal extractible manuellement.
Repose bras avec articulations, réglables manuellement en hauteur.
Rembourrage en mousse de polyuréthane à haute densité, ignifuge classe 1 IM.
Couverture en matériel plastique lavable (Skai) - ignifuge class 1 IM.
Main courante postérieure pour le déplacement.
Encombrement du matelas: 166x55 cm.
Hauteur du sol au siège: 56 cm.
Quatre roues diam. 100 mm, dont 2 directionnelles et 2 avec frein.
Fourni avec support porte-documents et plateau pour couvertures équipé de courroies de fixage pour assurer la bouteille oxygène.
****** L'article est fourni déjà monté.**



FABBRICA ARTICOLI
MEDICO SANITARI
MEDICAL SANITARY ITEMS

TITANOX s.r.l.

Via Canove, 2/a - Loc. Canove de Biazzi
26038 Torre de Picenardi (CR) Italy
Tel. +39 0375 394065 (r.a.) - Fax +39 0375 394067
VAT IT 00679310193
Reg.Imp. CR Cod.Fis. e P.IVA 00679310193
Pos.Comm. Estero CR 005295 - R.E.A. CR n. 105063

MANIGLIA: CONTROLLARE SEMPRE CHE LA MANIGLIA NON SIA ALLENTATA,
SE COSI' FOSSE STRINGERLA


HANDLE: ALWAYS CHECK THE HANDLE NOT BE LOOSE,
IN CASE IT IS LOOSEN, TIGHTEN IT

POIGNEE: VERIFIEZ TOUJOURS QUE LA POIGNEE NE SOIT PAS DESSERREE,
LE CAS ECHEANT IL FAUT LA SERRER

SPINGERE LA LEVA VERSO L'ALTO PER ABBASSARE LO SCHIENALE
(N.B. AIUTARE IL POSIZIONAMENTO DELLO SCHIENALE, SPINGENDO
LEGGERMENTE CON UNA MANO SE LA PERSONA E' CORICATA SULLA POLTRONA STESSA)

PUSH THE LEVER UPWARD, TO LOWER THE BACKREST
(N.B. HELP THE POSITIONNING OF THE BACKREST, BY PUSHING SOFTLY WITH YOUR HAND
IF A PERSON IS LYING ON THE COUCH)

POUSSER LE LEVIER VERS LE HAUT POUR ABAISSER LE DOSSIER
(N.B. AIDER LE POSITIONNEMENT DU DOSSIER, EN POUSSANT DOUCEMENT
AVEC VOTRE MAIN SI UNE PERSONNE EST COUCHE SUR LE FAUTEUIL)




SPINGERE LA LEVA VERSO SINISTRA PER SOLLEVARE LO SCHIENALE
(N.B. AIUTARE IL POSIZIONAMENTO DELLO SCHIENALE, SPINGENDO
LEGGERMENTE CON UNA MANO SE UNA PERSONA E' CORICATA SULLA POLTRONA STESSA)

PUSH THE LEVER TO THE LEFT TO LIFT THE BACKREST
(N.B. HELP THE POSITIONNING OF THE BACKREST, BY PUSHING SOFTLY WITH YOUR HAND
IF A PERSON IS LYING ON THE COUCH)

POUSSER LE LEVIER VERS LA GAUCHE POUR SOULEVER LE DOSSIER
(N.B. AIDER LE POSITIONNEMENT DU DOSSIER, EN POUSSANT DOUCEMENT AVEC VOTRE MAIN
SI UNE PERSONNE EST COUCHE SUR LE FAUTEUIL)





FABBRICA ARTICOLI
MEDICO SANITARI
MEDICAL SANITARY ITEMS

TITANOX s.r.l.

Via Canove, 2/a - Loc. Canove de Biazzi
26038 Torre de Picenardi (CR) Italy
Tel. +39 0375 394065 (r.a.) - Fax +39 0375 394067
Info@ titanox.it - www.titanox.it VAT IT 00679310193
Reg.Imp. CR Cod.Fis. e P.IVA 00679310193
Pos.Comm. Estero CR 005295 - R.E.A. CR n. 105063

Istruzioni per la pulizia dell'articolo

Il fabbricante non sarà responsabile per il danneggiamento causato dall'utilizzo di materiali che possano deteriorare la superficie del prodotto o da corrosivi chimici utilizzati durante la pulizia.

Per pulire il prodotto, utilizzare esclusivamente un panno pulito imbevuto d'acqua ed asciugare con un panno pulito ed asciutto.

Non usare sostanze abrasive, acidi, alcol, detergenti a base di cloro, disinfettanti ed acetone, perché tali sostanze provocano l'abrasione delle parti in plastica e l'arrugginimento delle superfici metalliche.

Cleaning Notice

The manufacturer company cannot be held responsible for the damage that is caused by using materials that could damage the product surface or corrosive chemicals during cleaning.

To clean the product, use only a clean cloth imbued of water and then dry with a clean and dried cloth.

Do not use abrasive substances, acids, alcohol, chlorine-based cleaners, disinfectants and acetone when cleaning, because these substances cause the abrasiveness of the plastic surfaces and rusting of metal surfaces.

Notice de nettoyage

Le fabricant ne sera pas responsable des dommages causés par l'utilisation de matériaux qui peuvent endommager la surface du produit ou des produits chimiques corrosifs utilisés pendant le nettoyage.

Pour nettoyer le produit, utilisez exclusivement un chiffon propre imbibé d'eau et sécher avec un chiffon propre et sec.

Ne pas utiliser de produits abrasifs, acides, alcools, produits de nettoyage à base de chlore, de désinfectants et de l'acétone, car ces substances provoquent l'abrasion des pièces en plastique et la rouille des surfaces métalliques.



Istruzioni per la pulizia dell'articolo

Il fabbricante non sarà responsabile per il danneggiamento causato dall'utilizzo di materiali che possano deteriorare la superficie del prodotto o da corrosivi chimici utilizzati durante la pulizia.

Per pulire il prodotto, utilizzare esclusivamente un panno pulito imbevuto d'acqua ed asciugare con un panno pulito ed asciutto.

Non usare sostanze abrasive, acidi, alcol, detergenti a base di cloro, disinfettanti ed acetone, perché tali sostanze provocano l'abrasione delle parti in plastica e l'arrugginimento delle superfici metalliche.

Cleaning Notice

The manufacturer company cannot be held responsible for the damage that is caused by using materials that could damage the product surface or corrosive chemicals during cleaning.

To clean the product, use only a clean cloth imbued of water and then dry with a clean and dried cloth.

Do not use abrasive substances, acids, alcohol, chlorine-based cleaners, disinfectants and acetone when cleaning, because these substances cause the abrasiveness of the plastic surfaces and rusting of metal surfaces.

Notice de nettoyage

Le fabricant ne sera pas responsable des dommages causés par l'utilisation de matériaux qui peuvent endommager la surface du produit ou des produits chimiques corrosifs utilisés pendant le nettoyage.

Pour nettoyer le produit, utilisez exclusivement un chiffon propre imbibé d'eau et sécher avec un chiffon propre et sec.

Ne pas utiliser de produits abrasifs, acides, alcools, produits de nettoyage à base de chlore, de désinfectants et de l'acétone, car ces substances provoquent l'abrasion des pièces en plastique et la rouille des surfaces métalliques.