

SEDIA DA DOCCIA GIREVOLE con schienale e braccioli in PU

ROTATING SHOWER CHAIR with PU backrest and seat

CHAISE DE DOUCHE ROTATIVE avec dossier et siège PU

SILLA DE DUCHA GIRATORIA con respaldo y asiento en PU

CADEIRA DE DUCHE ROTATIVO com encosto e assento em PU

DREHBARER DUSCHSTUHL mit PU-Rückenlehne und -Sitz

ROTTERANDE DUSCHSTOL med ryggstöd och sits i PU

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ με πλάτη και κάθισμα PU

E' necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

REF HE13741000 (Gima 42912)



HEBEI HEALTHPLUS MEDICAL DEVICE CO.,LTD
NO.1,Chuangye Street,Matou Industry Park,HanDan City,HeBei
Province,China
Made in China



Y.Sung Handelsvertretung
Dusselthaler Str. 24, 40211
Dusseldorf Germany



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



HE10688023

KD SILLA DE ALUMINIO PARA DUCHA CON ASIENTO GIRATORIO

Piezas del producto



1. Respaldo PU
2. Apoyabrazos de Espuma
3. Asiento PU
4. Palanca giratoria
5. Sistema de placa giratoria
6. Botón abatible del reposabrazos
7. Tubo de pie ajustable en altura
8. Recomendación

Instrucciones de seguridad

- Lea atentamente estas instrucciones de uso.
- Antes de usarla, se debe comprobar si hay daños en todos los componentes y si están bien ajustados.
- Aprobado solo para uso en interiores.
- La ropa o las partes del cuerpo pueden sufrir pellizcos al sentarse, pararse, introducir la cubeta del inodoro, así como al levantar los reposabrazos y encajarlos.
- Si tiene que pasar por encima de los umbrales, ¡hágalo despacio y con cuidado, pues de lo contrario las ruedas pueden resultar dañadas!
- Cuando utilice un inodoro con ruedas, utilice siempre los frenos de estacionamiento.

- Al entrar y salir del inodoro con ruedas, los reposapiés deben estar girados para que no estorben.
- Nunca utilice los reposapiés como ayuda para levantarse - ¡peligro de vuelco!
- Evite el uso no autorizado, por ejemplo, por parte de los niños.
- Tenga en cuenta el peso máximo permitido del usuario.
- Esta información se encuentra en los datos técnicos de estas instrucciones de uso, así como en la placa de identificación.

Montaje

Paso 1

Fije el respaldo al marco, presionando los pulsadores y deslizando los tubos del respaldo en los tubos situados a cada lado y en el respaldo del asiento



Paso 2

Fije las patas al marco presionando los pulsadores en los tubos situados a cada lado de las patas.

Asegúrese de que los pulsadores "encajan" correctamente a través de los orificios y que están estables y ajustados de la misma manera.

**Paso 3**

Compruebe la estabilidad, el asiento no debe ser inestable ni tambaleante.

Uso de la silla de ducha giratoria

(1) Levante la palanca y gire el asiento hacia el usuario, luego bloquee el asiento en su posición bajando la palanca y siga girando el asiento hasta que se bloquee en su posición.

(2) Desbloquee el asiento levantando la palanca.

(3) Cuando el usuario esté sentado en la posición de la silla, bloquee el asiento y asegúrese de que quede bloqueado en su posición y deje de girar libremente.











(4) Bloquee la silla de ducha cuando el usuario esté de cara al lado abierto del baño. Ahora el usuario puede levantarse con cuidado y lentamente.

(5) Utilizando los reposabrazos, pulse el botón y levante los reposabrazos hacia atrás i all'indietro

**Datos técnicos**

Producto	KD SILLA DE ALUMINIO PARA DUCHA CON ASIENTO GIRATORIO
Número de producto	HE13741000
Capacidad de peso (lbs/kg)	300 lbs/ 136 kg
Dimensiones del producto (mm) L x A x A	506*(475 - 500)*(812 - 914)
Dimensión de plegado del producto L x A x A	510*345*400 mm
Peso del producto (lbs/kg)	5,37 kg
Dimensión del asiento (pulgadas/mm) L x A	407*337*52 mm
Material del respaldo	PU
Material del asiento	PU
Material de la almohadilla del brazo	Espuma EVA
Material del marco	Aluminio
Color del marco	Plateado
Cantidad en la caja (pieza)	1
Peso del producto incluyendo la caja (lbs/kg)	6,74 kg
Dimensiones de la caja L x A x A	525*360*425 mm

Símbolos

	Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente		Conservar en un lugar fresco y seco
	Fabricante		Fecha de fabricación
	Número de lote		Código producto
	Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		Representante autorizado en la Comunidad Europea
	Producto sanitario		Consultar las instrucciones de uso
	Número de serie		Importado por

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses