

**LETTINI VISITA BASIC**  
**ECONOMIC EXAMINATION BEDS**  
**LITS D'EXAMEN BASIC**  
**UNTERSUCHUNGSBETT BASIC**  
**CAMILLAS DE EXAMEN BASIC**  
**MARQUESAS DE VISITA BASIC**

- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.
- Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.
- Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.
- Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.
- É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.



**¡ATENCIÓN!** Los operadores deben leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

## INTRODUCCIÓN

A efectos de el reglamento (UE) 2017/745, el producto entra dentro de los DISPOSITIVOS MÉDICOS DE CLASE I.

Se aconseja leer atentamente el siguiente manual antes de utilizar la instalación sanitaria.

## DESCRIPCIÓN

La Camilla basic de examen está destinada al uso en centros hospitalarios, comunitarios, asilos de ancianos, particularmente adecuado para estudios médicos/clínicas.

La camilla es de dimensiones contenidas; la colchoneta, lavable e ignífuga, está compuesta por dos partes, una parte fija, y otra reclinable en distintas posiciones. Según el modelo, la estructura puede ser pintada o cromada.

- Estructura cromada o pintada, compuesta de patas, bastidor y alzacabeza.
- Colchoneta revestida con tejido lavable e ignífugo.
- A pedido: porta sabanas.

## COMPONENTES

- N. 2 Patas
- N. 1 transversal con alza respaldo ▲
- N. 3 transversales cortos sin orificios ☆
- N. 2 transversales cortos con orificios ●
- N. 1 transversal largo ◆
- Acolchado respaldo
- Acolchado asiento

## Bolsa con material de montaje

- N. 16 tornillos TBE 8 x 50
- N. 18 arandelas M8
- N. 6 tornillos Panervit TPS 4,5 x 45 (para fijar el colchón al armazón)
- Allen 5mm


## INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

La camilla se entrega completamente desmontada.

**Prestar atención a usar los transversales correctos siguiendo la simbología indicada**

- 1. Tomar las patas de la camilla y ensamblarlas con los n.5 transversales por medio de los tornillos y relativas arandelas.*
- 2. Tomar el transversal largo y fijarlo a los dos transversales perforados que han sido anteriormente fijados a las patas.*
- 3. Fijar a la estructura también el transversal con la barra del alzacabeza antes montado al acolchado del respaldo por medio del tornillo hexagonal y su tuerca.*

4. Por último, fijar con los tornillos los acolchados al bastidor.



## FICHA TÉCNICA

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Medidas</b>          | 191 x 62 x 73 cm |
| <b>Peso</b>             | 27,50 kg         |
| <b>Capacidad máxima</b> | 120 kg           |

### ADVERTENCIAS DE USO

- Comprobar que las tuercas del bloqueo estén bien ajustadas.
- Atenerse a las capacidades máximas indicadas en las fichas técnicas.
- Evitar el contacto directo con heridas abiertas.
- No adecuada para el uso en ambientes abiertos.
- Cuando se regula la altura de la camilla y del respaldo comprobar que nadie introduzca las manos, piernas u otro en el interior del área de desplazamiento: ¡RIESGO DE APLASTAMIENTO!
- Desplazar la camilla sin levantarla del suelo.
- Si la camilla está provista de ruedas, antes de moverla deberá asegurarse de que las ruedas no están frenadas.

## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA











- Utilizar sólo recambios originales.
- Controlar periódicamente todos los puntos de fijación.
- Para conservarlo del mejor modo, se aconseja evitar la exposición prolongada a los rayos solares; el contacto con ambientes salinos; el depósito en ambientes muy húmedos.
- Lavar las superficies de acero inox con agua con jabón y usar desinfectantes adecuados.
- Enjuagar con un paño mojado y secar con cuidado.
- No derramar en las superficies detergentes a base de cloro o amoniaco, sustancia grasas y oleosas.
- No usar para la limpieza herramientas que contengan hierro. Si es necesaria la desinfección, usar sólo productos idóneos no corrosivos.

## INDICACIONES DE LIMPIEZA PARA EL TEJIDO:

Limpie con un paño humedecido y enjabonado, y enjuagar con agua limpia.

No utilice solventes, lejía ni detergentes químicos o espray para lustrar.

Atención: En general los colores claros de las pieles falsas no pueden ser puestos en contacto con ropa con colorantes no fijados (ej. vaqueros y derivados) para evitar manchas o aureolas que no se puedan limpiar.

|   |   |   |   |   |                                     |
|---|---|---|---|---|-------------------------------------|
|    | Conservar al amparo de la luz solar                             |    | Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745 |    | Conservar en un lugar fresco y seco |
|  | Código producto   |  | Consultar las instrucciones de uso                          |  | Fabricante                          |
|  | Fecha de fabricación  |  | Número de lote  |  | Producto sanitario                  |
|  | Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente |   |   |   |                                     |

## CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.