



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

TELO PORTAFERITI

Versione 8 maniglie

CARRYING SHEET

8 lifting handles version

CIVIÈRE DE TRANSPORT

Version à 8 poignées

CAMILLA DE TRANSPORTE

Versión con 8 manillas

MACA DE LONA PARA TRANSPORTAR FERIDOS

Versão com 8 pegas

TRAGETUCH FÜR VERLETZTE

Ausführung mit 8 Griffen

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

REF 34090



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China






Fig. 1




Fig. 2

PORTUGUÊS

INDICAÇÕES: a maca de lona serve para o transporte do paciente para lugares onde não é possível aceder com uma maca normal. **A maca de lona não deve ser utilizada em caso de suspeita de fraturas na coluna vertebral ou na pelve.**

DESCRIÇÃO: a maca de lona para transportar feridos é constituída por uma estrutura de suporte resistente feita de poliéster revestida com PVC e equipada com 4 pegas de cada lado mais longo, firmemente ancoradas à estrutura para o transporte de feridos. Os materiais utilizados são impermeáveis, fáceis de lavar e desinfetar, resistentes a bactérias e fungos, anti-apodrecimento transparentes aos raios-X.

MODO DE USO: avisa-se que a maca de lona deve ser utilizada por pessoal qualificado.











Depois de posicionar o paciente na maca, os socorristas, que devem ser quatro, devem agarrar nas pegas como mostrado na figura 1 e em sincronia, levantar o paciente com a maca e transportá-lo para o local de destino. Quando o local ou a indisponibilidade não permitirem a presença de quatro socorristas a maca pode ser utilizada por duas pessoas, como mostrado na figura 2.

LIMPEZA: após o uso, a maca deve ser lavada com água e sabão e cuidadosamente enxaguada. Pode ser desinfetada com um líquido normal bactericida à base de cloreto de amónio ou cloreto de benzalcónio.

CONSERVAÇÃO: não existem disposições especiais a serem observadas; de preferência, conservar em local seco, longe da poeira e da luz solar direta.

CAPACIDADE MÁXIMA: 150 kg.

Realizado conforme as indicações do EN 1865-1:2010+A1:2015

	<p>IT - Codice prodotto GB - Product code FR - Code produit ES - Código producto PT - Código produto DE - Erzeugniscode</p>		<p>IT - Numero di lotto GB - Lot number FR - Numéro de lot ES - Número de lote PT - Número de lote DE - Chargennummer</p>
	<p>IT - Conservare al riparo dalla luce solare GB - Keep away from sunlight FR - À conserver à l'abri de la lumière du soleil ES - Conservar al amparo de la luz solar PT - Guardar ao abrigo da luz solar DE - Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern</p>		<p>IT - Conservare in luogo fresco ed asciutto GB - Keep in a cool, dry place FR - À conserver dans un endroit frais et sec ES - Conservar en un lugar fresco y seco PT - Armazenar em local fresco e seco DE - An einem kühlen und trockenen Ort lagern</p>
	<p>IT - Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 GB - Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745 FR - Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 ES - Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745 PT - Dispositivo médico em conformidade com a regulamento (UE) 2017/745 DE - Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745</p>		<p>IT - Leggere le istruzioni per l'uso GB - Consult instructions for use FR - Consulter les instructions d'utilisation ES - Consultar las instrucciones de uso PT - Consulte as instruções de uso DE - Gebrauchsanweisung beachten</p>
	<p>IT - Fabbricante GB - Manufacturer FR - Fabricant ES - Fabricante PT - Fabricante DE - Hersteller</p>		<p>IT - Dispositivo medico GB - Medical Device FR - Dispositif médical ES - Producto sanitario PT - Dispositivo médico DE - Medizinprodukt</p>
	<p>IT - Data di fabbricazione GB - Date of manufacture FR - Date de fabrication ES - Fecha de fabricación PT - Data de fabrico DE - Herstellungsdatum</p>		<p>IT - Data di scadenza GB - Expiration date FR - Date d'échéance ES - Fecha de caducidad PT - Data de validade DE - Ablaufdatum</p>