

## NICHT RUTSCHFESTER EINWEG-SCHUHÜBERZIEHER COBRE-SAPATOS NÃO ANTIDERRAPANTE DESCARTÁVEL

**DE**

**Produktname** Nicht rutschfester Einweg-Schuhüberzieher

**Produktcode** FGSCNAS-PP35 (21094)

**Product Model** Normaler Schuhüberzieher, 17x40 cm

**Struktur und Zusammensetzung** Schuhüberzieher aus 35 g PP, mit Gummizug zur Befestigung.

**Bestimmungsgemäße Verwendung** Die Produkte werden hauptsächlich für die allgemeine Isolierung in Ambulanzen, Kliniken, Untersuchungsräumen, Reinigungsräumen, Laboren usw. verwendet. Es ist für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal in Krankenhäusern und Kliniken bestimmt, um ein gutes Hygieneniveau aufrechtzuerhalten und zur Kontrolle des Infektionsrisikos beizutragen.

**Gegenanzeigen** Die Produkte können nur einmal und sollten sofort nach dem Öffnen der Verpackung verwendet werden. Wenn die Verpackung beschädigt ist, ist das Produkt nass oder schimmelig. Das Produkt darf in diesem Fall nicht verwendet werden.

**Verwendung des Produkts**

1. Öffnen Sie die Produktverpackung und nehmen Sie den Schuhüberzieher heraus, strecken Sie Ihre Füße aus und ziehen Sie den Schuhüberzieher über Ihre Schuhe.
2. Ziehen Sie die Überzug so zurecht, dass er den Fuß ganz bedeckt.

**Lagerung** Sie sollte in einem sauberen Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 80%, ohne korrosive Gase, an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort gelagert werden.



**Warnung**

1. Hierbei handelt es sich um ein Einwegprodukt; dies darf nicht wiederverwendet werden.
2. Hierbei handelt es sich um ein Produkt für den Einzelgebrauch, daher darf es nicht mit anderen Personen geteilt werden.
3. Bei Beschädigung des Produkts oder der Verpackung ist dessen Gebrauch verboten.

**Hinweis: Jeder schwerwiegende Vorfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats gemeldet werden, in dem der Anwender oder Patient ansässig ist.**





















**Gültigkeit** 3 Jahre.

**Produktionsdatum** Siehe Datum auf der Verpackung

**Ablaufdatum** Siehe Datum auf der Verpackung

**GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN**

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.

 <b>DE</b> Erzeugniscode <b>PT</b> Código produto	 <b>DE</b> Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern <b>PT</b> Guardar ao abrigo da luz solar	 <b>DE</b> An einem kühlen und trockenen Ort lagern <b>PT</b> Armazenar em local fresco e seco	 <b>DE</b> Autorisierter Vertreter in der EG <b>PT</b> Representante autorizado na União Europeia
 <b>DE</b> Chargennummer <b>PT</b> Número de lote	 <b>DE</b> Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 <b>PT</b> Dispositivo médico em conformidade com a regulamento (UE) 2017/745	 <b>DE</b> Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen <b>PT</b> Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente	 <b>DE</b> Für einmaligen Gebrauch, nicht wiederverwenden <b>PT</b> Dispositivo descartável, não reutilizar
 <b>DE</b> Hersteller <b>PT</b> Fabricante	 <b>DE</b> Herstellungsdatum <b>PT</b> Data de fabrico	 <b>DE</b> Medizinprodukt <b>PT</b> Dispositivo médico	 <b>DE</b> Gebrauchsanweisung beachten <b>PT</b> Consulte as instruções de uso
 <b>DE</b> Nicht steril <b>PT</b> Não estéril	 <b>DE</b> Ablaufdatum <b>PT</b> Data de validade	 <b>DE</b> Temperaturgrenzwert <b>PT</b> Limite de temperatura	 <b>DE</b> Nicht verwenden, wenn das Paket beschädigt ist <b>PT</b> Não use se o pacote estiver danificado
 <b>DE</b> Feuchtigkeitsgrenzwert <b>PT</b> Granica wilgotności	 <b>DE</b> Zerbrechlich - Vorsichtig behandeln <b>PT</b> Frágil, manuseie com cuidado	 <b>DE</b> Diese Seite (nach) oben! <b>PT</b> Este lado para cima	 <b>DE</b> Vorsichtig behandeln <b>PT</b> Manuseie com cuidado

**REF FGSCNAS-PP35 (GIMA 21094)**



Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd  
Yongan East Avenue, Xianning Economic Development  
Zone, Xianning City, Hubei Province, China  
Made in China



Humiss Beratung GmbH  
Gneisenaustraße  
8.40477, Düsseldorf, Deutschland



Eingeführt von / Importado por / Importowane przez / Importat de:  
**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

