



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BORSE E ZAINI EMERGENZA
EMERGENCY BAGS AND BACKPACKS
SACS ET SACS À DOS D'URGENCE
BOLSOS Y MOCHILAS EMERGENCIA
ERSTE-HILFE-TASCHEN UND ERSTE-HILFERUCKSÄCKE
BOLSAS E MOCHILAS DE EMERGÊNCIA
ΤΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΙΔΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
СПЕШНИ ЧАНТИ И РАНИЦИ
NOUZOVÉ TAŠKY A BATOHY
NØDTASKER OG RYGSAKKE
HÄDAABI KOTID JA SELJAKOTID
HÄTÄLAUKUT JA REPUT
TORBE I RUKSAK ZA HITNU POMÓČ
VÉSZTÁSKA ÉS HÁTIZSÁK
AVARINIAI KREPŠIAI IR KUPRINĖS
ÅRKÅRTAS SOMAS UN MUGURSOMAS
NØDSEKKER OG RYGGSEKER
NOODTASSEN EN RUGZAKKEN
TORBY I PLECAKI AWARYJNE
GENŢI ŞI RUCI DE URGENŢĂ
NÚDZOVÉ TAŠKY A BATOHY
TORBE IN NAHRBTNIKI ZA SILI
NÖDSÄCKAR OCH RYGGSÄCKAR
ئىراوطلار تالاحل رەھز جورخو بىئاقح

لصانع

Manufacturer/Fabbricante/Fabricant/Fabricante/Hersteller/Fabricante/Výrobce/Proizvodáč/
Κατασκευαστής/Gamintojas Fabrikant/Producent/Producent/Tillverkare/Gyártó/Valmistaja/
производитель/Fabrikant/Tootja/Ražotājs/Výrobca/Proizvajalec/Produsent/مصنع
QUANZHOU SKYSOAR BAGS CO.,LTD
No. 163 Beiqingdong Road, Beifeng Industrial Area, Quanzhou 362000, China
info@skysoars.cn

Importato da / Imported by / Importé de / Importado de / Importado por / Eingeführt von / Εισαγωγή
από / Importat de / Importowane przez / Importováno / Importerad av / Maahantuojaja / Uvezao /
Importálja / Importované z / Importeret af / Uvozil / Importované z / Geïmporteerd door / Importert av /
Importavo / :
Importē / Внесен от / Imporditud asukohast / استه براد
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

KARAKTERISTIKA

GIMA-tasker og -rygsække er designet til at gøre førstehjælpsindsatsen mere effektiv. De sørger for sikker transport, og instrumenter, medicin, produkter eller medicinsk udstyr og førstehjælpsudstyr opbevares i praktiske rum. Tasker og rygsække leveres tomme.

FORSKRIFTER

Produktet kan kun bruges af kvalificerede personer, der er opmærksomme på de hygiejniske begrænsninger, der skyldes brugen af produktet på steder, hvor der kan være forurenende eller bakteriologisk inficerede elementer. GIMA kan ikke holdes ansvarlig for skader, der forårsages af indholdet, eller som taskens indhold kan forårsage på tasker eller rygsække.

Produktet eller nogen af dets dele kan ikke bruges til andre formål end dem, det er designet til.

Efterlad ikke produktet uden opsyn, inden for børns eller ukvalificeret personales rækkevidde.

Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget, kontakt forhandleren.

Undgå enhver midlertidig reparation.

Pas på ikke at beskadige lynlåsene under brug.

Når lynlåsene åbnes og lukkes, skal man kontrollere, at de ikke sidder fast i andre materialer, og altid åbne eller lukke dem helt.

Hvis der lækker væske eller pulver ud af flasker, skal man rengøre og desinficere tasken eller rygsækken, da det kan beskadige eller forurene selve tasken eller produkterne indeni.



Overfyld den ikke. Indholdets vægt og form skal passe til typen af taske eller rygsæk. Kontrollér altid, at vægten af indholdet ikke overskrider vægtangivelserne for taskemodellen eller brugerens muligheder. For eventuelle angivelser af maksimal vægt, der kan løftes og flyttes manuelt, henvises til de gældende lokale bestemmelser.

UDPAKNING



Emballageelementerne (papir, cellofan, metalhæfteklammer, tape osv.) kan skære og/eller skade, hvis de ikke håndteres forsigtigt. Fjern dem med passende redskaber, og overlad dem ikke til uautoriserede personer. Det samme gælder for de redskaber, der bruges til at åbne emballagen (sakse, knive osv.).

Den første handling, der skal udføres efter åbning af emballagen, er at kontrollere alle dele af produktet; kontroller, at alle de nødvendige komponenter er på plads, og kontroller deres tilstand: lynlåsenes bevægelse, fastgørelse af clips, velcro eller bånd og modstand af håndtag.

VEDLIGEHOLDELSE

Tøm alle lommer og ryst alt løst snavs ud. Brug derefter et mildt rengøringsmiddel og vand til at pletrense eventuelle pletter eller snavsede områder. For en mere grundig rengøring kan du vaske hele tasken i hånden med et mildt rengøringsmiddel og varmt vand. Skrub forsigtigt stoffet med en blød børste eller klud, og skyl derefter grundigt. Hæng til sidst tasken til lufttørring. Undgå at bruge skrappe kemikalier eller blegemiddel, da det kan skade polyersterstoffet.

Taskerne og rygsækkene må ikke lægges i en autoklave.

Overhold lovgivningen i brugslandet for korrekt bortskaffelse af produktet.

GIMA-GARANTIVILKÅR

Gimas 12 måneders standard B2B-garanti gælder.