



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**BORSE E ZAINI EMERGENZA**  
**EMERGENCY BAGS AND BACKPACKS**  
**SACS ET SACS À DOS D'URGENCE**  
**BOLSOS Y MOCHILAS EMERGENCIA**  
**ERSTE-HILFE-TASCHEN UND ERSTE-HILFERUCKSÄCKE**  
**BOLSAS E MOCHILAS DE EMERGÊNCIA**  
**ΤΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΙΔΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ**  
**СПЕШНИ ЧАНТИ И РАНИЦИ**  
**NOUZOVÉ TAŠKY A BATOHY**  
**NØDTASKER OG RYGSAKKE**  
**HÄDAABI KOTID JA SELJAKOTID**  
**HÄTÄLAUKUT JA REPUT**  
**TORBE I RUKSAK ZA HITNU POMÓČ**  
**VÉSZTÁSKA ÉS HÁTIZSÁK**  
**AVARINIAI KREPŠIAI IR KUPRINĖS**  
**ÅRKÅRTAS SOMAS UN MUGURSOMAS**  
**NØDSEKKER OG RYGGSEKER**  
**NOODTASSEN EN RUGZAKKEN**  
**TORBY I PLECAKI AWARYJNE**  
**GENŢI ŞI RUCI DE URGENŢĂ**  
**NÚDZOVÉ TAŠKY A BATOHY**  
**TORBE IN NAHRBTNIKI ZA SILI**  
**NÖDSÄCKAR OCH RYGGSÄCKAR**  
**ئاراولطان تالاحل رهظ جورخو بئاقح**

لصانع

Manufacturer/Fabbricante/Fabricant/Fabricante/Hersteller/Fabricante/Výrobce/Proizvodáč/  
Κατασκευαστής/Gamintojas Fabrikant/Producent/Producent/Tillverkare/Gyártó/Valmistaja/  
производитель/Fabrikant/Tootja/Ražotājs/Výrobca/Proizvajalec/Produsent/مصنع  
**QUANZHOU SKYSOAR BAGS CO.,LTD**  
No. 163 Beiqingdong Road, Beifeng Industrial Area, Quanzhou 362000, China  
info@skysoars.cn

Importato da / Imported by / Importé de / Importado de / Importado por / Eingeführt von / Εισαγωγή  
από / Importat de / Importowane przez / Importováno / Importerad av / Maahantuoja / Uvezao /  
Importálja / Importované z / Importeret af / Uvozil / Importované z / Geïmporteerd door / Importert av /  
Importavo / :  
Importē / Внесен от / Imporditud asukohast / استه براد  
**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
**www.gimaitaly.com**  
Made in China

## FUNKTSIOONID

GIMA kotid ja seljakotid on valmistatud selleks, et muuta esmaabi tõhusamaks. Need tagavad ohutu transpordi ning instrumente, ravimeid, meditsiini- ja esmaabivahendeid ning -tooteid saab hoida neile mõeldud praktilistes lahtrites. Kotid ja seljakotid tarnitakse tühjana.

## NÕUDED

Toodet võivad kasutada ainult kvalifitseeritud inimesed, kes on teadlikud hügieenipiirangutest, mis kehtivad toote kasutamisel kohtades, kus võib esineda saastavaid või bakterioloogiliselt nakatunud elemente. GIMA ei vastuta koti sisule tekitatud kahjude või koti sisu poolt kottidele või seljakottidele tekitatud kahjude eest.

Toodet või selle osi ei tohi kasutada muul otstarbel kui see, milleks need on ette nähtud.

Ärge jätke toodet järelevalveta, lastele või kvalifitseerimata personaliile kättesaadavasse kohta.

Ärge kasutage toodet, kui see on kahjustatud, vaid võtke ühendust edasimüüjaga.

Vältige ajutisi parandusi.

Kasutamise ajal olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks tõmblukke.

Tõmblukude avamisel ja sulgemisel veenduge, et nende vahele ei jääks muid materjale, ja avage või sulgege need alati täielikult.

Kui pudelitest peaks lekkima vedelikke või pulbreid, puhastage ja desinfitseerige kott või seljakott, kuna vedelikud võivad kahjustada või saastada kotti või selles olevaid tooteid.



Ärge pange kotti liiga täis. Kotis kantavate esemete kaal ja kuju peavad sobima koti või seljakoti tüübiga. Veenduge alati, et koti sisu kaal ei ületaks kotimudelile lubatavat kaalu ega kasutaja võimekust. Kätsi tõsetavate ja teistsaldatavate maksimaalsete raskuste kohta leiate teavet kehtivatest kohalikest eeskirjadest.

## LAHTIPAKKIMINE



Pakendi elemendid (paber, tsellofaan, metallklambrid, kleeplint jne) võivad põhjustada sisselõikeid ja/või vigastusi, kui neid ei käsitseta ettevaatlikult. Eemaldage pakend sobivate tööriistadega ja ärge jätke selle elemente volitamata inimestele kättesaadavasse kohta. Sama kehtib pakendi avamiseks kasutatavate tööriistade kohta (käärid, noad jne).

Esimene toiming, mida teha pärast pakendi avamist, on toote kõigi osade kontroll: veenduge, et kõik vajalikud komponendid on oma kohal ja kontrollige nende seisukorda. Kontrollige tõmblukude liikumist, klambrite kinnitumist, takjapaelu, käepidemete vastupidavust.

## HOOLDUS

Tühjendage kõik taskud ja raputage välja lahtine praht. Seejärel kasutage plekkide või määrdunud kohtade puhastamiseks õrnatoimelist puhastusvahendit ja vett. Põhjalikumaks puhastamiseks võite kogu koti käsitsi pesta, kasutades pehmet pesuainet ja sooja vett. Hõõruge kangast õrnalt pehme harja või lapiga ja seejärel loputage hoolikalt. Lõpuks riputage kott õhu kätte kuivama. Vältige tugevatoimeliste kemikaalide või valgeni kasutamist, kuna need võivad polüesterekangast kahjustada.

Kotte ja seljakotte ei tohi panna autoklaavi.

Toote nõuetekohaseks utiliseerimiseks järgige kasutusriigi seadusi.

## GIMA GARANTII TINGIMUSED

Kehtib Gima 12-kuuline standardne B2B garantii