



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SURCHAUSSURES JETABLES NON ANTI-DÉRAPANTES

CUBRECALZADO DESECHABLE NO ANTIDESLIZANTE

ES

Nombre del producto Cubrecazado desechable no antideslizante

Código del producto FGSCNAS-PP35 (21094)

Modelo del producto Cubrecazado normal 17x40 cm

Estructura y composición El cubrecazado está fabricado con 35gPP, con un elástico para su fijación.

Uso previsto El producto se utiliza principalmente para el aislamiento general en clínicas ambulatorias, pabellones, salas de inspección, salas de limpieza, laboratorios, etc. Está destinado a ser utilizado por los profesionales sanitarios en hospitales y clínicas a fin de mantener un buen nivel de higiene y de contribuir al control de las infecciones.

Contraindicaciones El producto solo puede utilizarse una vez y debe usarse inmediatamente después de abrir el envase. Si el envase está dañado, el producto aparecerá húmedo o mohoso. No lo utilice.

Cómo utilizar el producto

1. Abra el paquete del producto y saque el cubrecazado, extienda sus pies y a continuación envuélvalos con el cubrecazado.
2. Póngase el cubrecazado de manera que englobe todo el pie.

Almacenamiento Debe almacenarse en una sala limpia con una humedad relativa no superior al 80%, sin gases corrosivos, en un lugar fresco, seco y bien ventilado.



Advertencia

1. Este producto es de desecho, no lo reutilice.
 2. Este producto es para un solo uso, no lo comparta nunca con otra persona.
 3. Está prohibido utilizarlo cuando el paquete o las tapas estén dañadas.
- Aviso: En caso de que se produzca un incidente grave relativo al producto deberá comunicarlo al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro donde tiene su sede el usuario o el paciente.**

Validez 3 años.

Fecha de producción Consulte la fecha en el paquete

Fecha de caducidad Consulte la fecha en el paquete

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

REF	FR Code produit ES Código producto	FR À conserver à l'abri de la lumière du soleil ES Conservar al amparo de la luz solar	FR À conserver dans un endroit frais et sec ES Conservar en un lugar fresco y seco	EC REP	FR Représentant autorisé dans la Communauté européenne ES Representante autorizado en la Comunidad Europea
LOT	FR Numéro de lot ES Número de lote	FR Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 ES Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745	FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente	⊗	FR Dispositif pour usage unique, ne pas réutiliser ES Dispositivo monouso, no reutilizable
FR Fabricant ES Fabricante	FR Date de fabrication ES Fecha de fabricación	MD	FR Dispositif médical ES Producto sanitario	i	FR Consulter les instructions d'utilisation ES Consultar las instrucciones de uso
FR Pas stérile ES No estéril	FR Date d'échéance ES Fecha de caducidad	FR Limite de température ES Límite de temperatura	⊗	⊗	FR Ne pas utiliser si le colis est endommagé ES No usar si el paquete está dañado
FR Limite d'humidité ES Límite de humedad	FR Fragile, manipulez avec soin ES Frágil, manipular con cuidado	↑↑	FR Ce côté vers le haut ES Este lado hacia arriba	⤵	FR Manipulez avec soin ES Manipular con cuidado

REF FGSCNAS-PP35 (GIMA 21094)

Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd
Yongan East Avenue, Xianning Economic Development Zone, Xianning City, Hubei Province, China
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com



Humiss Beratung GmbH
Gneisenaustraße
8.40477, Düsseldorf, Deutschland

