



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ISTRUZIONI D'USO

INSTRUCTION FOR USE

MODE D'EMPLOI

INSTRUCCIONES DE USO

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

GEBRAUCHSANWEISUNG

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ISTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Προειδοποίηση:

1. Η έκθεση σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία μπορεί να προκαλέσει απώλεια της αποτελεσματικότητας της αντιθαμβωτικής ιδιότητας.
2. Διακόψτε τη χρήση σε περίπτωση ζημιάς ή χαλαρότητας κατά τη διάρκεια της χρήσης.
3. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, προσπαθήστε να μην αγγίζετε το κέντρο του φακού.
4. Κάποια υλικά που μπορεί να έρθουν σε επαφή με το δέρμα του χρήστη ενδέχεται να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις εάν ο χρήστης έχει ευαισθησία.

Χρήση:












- Βήμα 1: Αφαιρέστε την εσωτερική προστατευτική μεμβράνη.
 Βήμα 2: Τραβήξτε την ελαστική ταινία στερέωσης και τοποθετήστε την στο κεφάλι.

Αποθήκευση:

Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό μέρος με θερμοκρασία 0- 30°C.
 Φυλάξτε το μακριά από το φως του ήλιου.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών

	Ημερομηνία λήξεως		Προϊόν μιας χρήσεως. Μην το χρησιμοποιείται εκ νέου.
	Αριθμός παρτίδας		Μην το χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη
	Ημερομηνία παραγωγής		Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία
	Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/425		Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον
	Παραγωγός		Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
	Κωδικός προϊόντος		

GRECO
Περιγραφή:

Η αντιθαμβωτική ασπίδα προστασίας προσώπου αποτελείται από ένα κομμάτι μεμβράνης PET με ένα τμήμα προστατευτικής μεμβράνης, ένα αφρώδες στήριγμα και μια ελαστική ταινία στερέωσης.

Προβλεπόμενη χρήση:

Η αντιθαμβωτική ασπίδα προστασίας προσώπου χρησιμοποιείται για την προστασία ολόκληρου του προσώπου έναντι πιθανής μόλυνσης από παθογόνα του αίματος, σωματικά υγρά ή πιπίλισμα βλαβερών χημικών ουσιών κατά τη διάρκεια επιθεώρησης ή επεξεργασίας.

Αντενδείξεις:

Καμία.

Παρενέργειες προϊόντος:

Το προϊόν αυτό δεν έχει καμία παρενέργεια.

REF 98602 (Gima 25662)

Zhejiang Wellong Medical Technology Co., Ltd.
Lvshan Industrial area, Changxing Country, Huzhou City, Zhejiang
Province, R.P.C.
MADE IN CHINA

DPI CE di Cat. II rilasciato da:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH (Organismo
Notificato 0196) Alboinstraße 56, 12103 BERLINO, GERMANIA ai sensi
dell'Allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 - Standard armonizzato EN
166:2001

CE PPE Cat.II issued by:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH (notified body
0196) Alboinstraße 56, 12103 BERLIN, GERMANY according to the Annex II
of regulation (EU) 2016/425 - Harmonized EN 166:2001

CE EPI Cat.II délivrée par:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH (organisme
Notifié 0196) Alboinstraße 56, 12103 BERLIN, ALLEMAGNE conformément à
l'Annexe II du règlement (UE) 2016/425 - la norme harmonisée EN 166:2001

CE PPE Cat.II emitido por:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH (Organismo
Notificado 0196) Alboinstraße 56, 12103 BERLIN, ALEMANIA según el Anexo
II del Reglamento (UE) 2016/425 - Armonizado EN 166:2001

EPI CE Cat. II emitido por:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH (Organismo
Notificado 0196) Alboinstraße 56, 12103 BERLIN, ALEMANHA de acordo com
o Anexo II do Regulamento (UE) 2016/425 - Diretiva 2001/95/CE EN 166:2001
harmonizada

CE PPE Kat.II ausgestellt von:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH (Notified Body
0196) Alboinstraße 56, 12103 BERLIN, DEUTSCHLAND gemäß Anhang II der
Verordnung (EU) 2016/425 - harmonisierte EN 166:2001

Έκδοση CE ΜΑΠ Κατ. II από:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH (Notified Body 0196)
Alboinstraße 56, 12103 BERLIN, GERMANY σύμφωνα με το Παράρτημα II του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 - Εναρμονισμένο πρότυπο EN 166:2001

CE PPE Kat.II wystawiony przez:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH (Jednostka
notyfikowana 0196) Alboinstraße 56, 12103 BERLIN, NIEMCY zgodnie z
załącznikiem II Rozporządzenia (UE) 2016/425 - Zharmonizowanego z EN 166:2001

CE PPE Cat.II eliberat de către:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH (Notified Body
0196) Alboinstraße 56, 12103 BERLIN, GERMANY în conformitate cu anexa II la
Regulamentul (UE) 2016/425 - armonizat EN 166:2001

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por/Importado por/
Eingeführt von/Importowane przez/Εισαγωγή από/Importat de:
Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (Mi) - Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Dichiarazione di conformità scaricabile al seguente link/Declaration
of conformity downloadable at the following link/Déclaration
de conformité téléchargeable au lien suivant/Declaración
de conformidad descargable en el siguiente enlace/Declaração
de conformidade disponível para download no seguinte link/
Konformitätserklärung unter folgendem Link herunterladbar/
Deklaracja zgodności do pobrania pod poniższym linkiem/Δήλωση
συμμόρφωσης με δυνατότητα λήψης στον παρακάτω σύνδεσμο/
Declarația de conformitate poate fi descărcată de la următorul lin
<https://www.gimaitaly.com/>

