





GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ALZAWATER RAISED TOILET SEAT REHAUSSEUR WC ALZAWATER TOILETTENSITZERHÖHUNG ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ



COD.	H	CON COPERCHIO - WITH LID AVEC COUVERCLE - CON TAPA MIT DECKEL - ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
27735	10CM/4"	✓
27737	15CM/6"	✓
27740	15CM/6"	
27741	10CM/4"	



27735	ALZAWATER 10 CM CON COPERCHIO	RAISED TOILET SEAT 10 CM WITH LID	REHAUSSEUR WC 10 CM AVEC COUVERCLE	ALZAWATER 10 CM CON TAPA	TOILETTENSITZERHÖHUNG 10 CM MIT DECKEL	ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 10 CM ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
27737	ALZAWATER 15 CM CON COPERCHIO	RAISED TOILET SEAT 15 CM WITH LID	REHAUSSEUR WC 15 CM AVEC COUVERCLE	ALZAWATER 15 CM CON TAPA	TOILETTENSITZERHÖHUNG 15 CM MIT DECKEL	ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 15 CM ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
27740	ALZAWATER 15 CM	RAISED TOILET SEAT 15 CM	REHAUSSEUR WC 15 CM	ALZAWATER 15 CM	TOILETTENSITZERHÖHUNG 15 CM	ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 15 CM
27741	ALZAWATER 10 CM	RAISED TOILET SEAT 10 CM	REHAUSSEUR WC 10 CM	ALZAWATER 10 CM	TOILETTENSITZERHÖHUNG 10 CM	ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 10 CM

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:

Τα προϊόντα ανυψωτικό λεκανής έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την αύξηση του συνολικού ύψους της λεκάνης της τουαλέτας, έτσι ώστε τα άτομα που τα χρησιμοποιούν να μπορούν να σηκώνονται και να κάθονται με μεγαλύτερη ευκολία ενώ παράλληλα προωθείται η αυτόνομη χρήση. Η έκδοση με καπάκι εξασφαλίζει καλύτερες συνθήκες υγιεινής όταν χρησιμοποιείται το καζανάκι. Όταν το καπάκι είναι κλειστό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κάθισμα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

Το ανυψωτικό λεκάνης προορίζεται για ηλικιωμένους, άτομα σε αναπηρικό καρότσι, άτομα με μειωμένη κινητικότητα της οσφυϊκής χώρας ή των γονάτων, καθώς και για όσους αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να καθίσουν ή να σηκωθούν από τη λεκάνη της τουαλέτας. Κατά τη διάρκεια της χρήσης απαιτείται σωστή ικανότητα χειρισμού του καθίσματος με αυτόνομο τρόπο. Η χρήση του ανυψωτικό λεκανής δεν συνιστάται σε περίπτωση διαταραχών της αντίληψης ή προβλημάτων ισορροπίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

- Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση του μέγιστου βάρους χρήστη που αναφέρεται στις οδηγίες.

- Πριν από κάθε χρήση, επιβεβαιώνετε ότι το ανυψωτικό λεκανής είναι σταθερά τοποθετημένο επάνω στη λεκάνη και ασφαλισμένο σε αυτή μέσω του συστήματος στερέωσης που διαθέτει.
- Μην σφίγγετε το σύστημα στερέωσης περισσότερο από όσο χρειάζεται.
- Κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης, ακολουθείτε κατά γράμμα τις οδηγίες του εγχειριδίου.
- Μην τροποποιείτε το ανυψωτικό λεκανής και τα επιμέρους στοιχεία του με οποιονδήποτε τρόπο.
- Μη χρησιμοποιείτε το ανυψωτικό λεκανής εάν έχει υποστεί ζημιά. Ρωγμές και παραμορφώσεις ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την ασφαλή χρήση του προϊόντος.
- Βεβαιωθείτε ότι το ύψος του καθίσματος είναι τέτοιο ώστε να καθίσταται εύκολη και ασφαλής η χρήση του από τον συγκεκριμένο χρήστη.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, αποφύγετε στάσεις που μετατοπίζουν το βάρος του σώματος κατά πολύ προς τα μπροστά. Τυχόν εσφαλμένες στάσεις του σώματος μπορεί να προκαλέσουν την απώλεια σταθερότητας και τον κίνδυνο ανατροπής του ανυψωτικό λεκανής.
- Το ανυψωτικό λεκανής δεν πρέπει να τοποθετείται σε εξωτερικούς χώρους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

Η συντήρηση του προϊόντος συνιστάται στα στάδια καθαρισμού και απολύμανσης. Για την εξασφάλιση ενός σωστού επιπέδου υγιεινής, ο χρήστης θα πρέπει να επαναλαμβάνει αυτές τις ενέργειες πριν από κάθε χρήση. Ο χρήστης πρέπει να επιβεβαιώνει την κατασκευαστική ακεραιότητα του προϊόντος και των επιμέρους στοιχείων του. Για τις ενέργειες καθαρισμού και απολύμανσης, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Φορέστε γάντια.
2. Αφαιρέστε την ορατή βρωμιά προτού προχωρήσετε σε βαθύτερη απολύμανση.
3. Χρησιμοποιήστε νερό ή ένα μη επιθετικό απορρυπαντικό για τον καθαρισμό.
4. Στεγνώστε με ένα στεγνό και καθαρό πανί.




Εναλλακτικά, μπορείτε να απολυμάνετε το ανυψωτικό λεκανής σε πλυντήριο πιάτων στη μέγιστη θερμοκρασία.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Το προϊόν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και από άλλους χρήστες. Προτού επαναχρησιμοποιηθεί από άλλο άτομο, το προϊόν θα πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται σωστά. Προτού παραχωρήσετε το προϊόν σε άλλους, θα πρέπει να ελέγχεται από ειδικευμένους μεταπωλητές.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ:

Μην απορρίπτετε το προϊόν στα κοινά οικιακά απορρίμματα. Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για τη σωστή διαδικασία απόρριψης.

REF	Κωδικός προϊόντος	LOT	Αριθμός παρτίδας
CE	Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/745		Παραγωγός
SN	Σειριακός αριθμός		Ημερομηνία παραγωγής
MD	Ιατροτεχνολογικό προϊόν		Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.

REF 27735 - 27737 - 27740 - 27741



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy

