



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**BORSE E ZAINI EMERGENZA**  
**EMERGENCY BAGS AND BACKPACKS**  
**SACS ET SACS À DOS D'URGENCE**  
**BOLSOS Y MOCHILAS EMERGENCIA**  
**ERSTE-HILFE-TASCHEN UND ERSTE-HILFERUCKSÄCKE**  
**BOLSAS E MOCHILAS DE EMERGÊNCIA**  
**ΤΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΙΔΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ**  
**СПЕШНИ ЧАНТИ И РАНИЦИ**  
**NOUZOVÉ TAŠKY A BATOHY**  
**NØDTASKER OG RYGSAKKE**  
**HÄDAABI KOTID JA SELJAKOTID**  
**HÄTÄLAUKUT JA REPUT**  
**TORBE I RUKSAK ZA HITNU POMOC**  
**VÉSZTÁSKA ÉS HÁTIZSÁK**  
**AVARINIAI KREPŠIAI IR KUPRINĖS**  
**ÅRKÅRTAS SOMAS UN MUGURSOMAS**  
**NØDSEKKER OG RYGGSEKER**  
**NOODTASSEN EN RUGZAKKEN**  
**TORBY I PLECAKI AWARYJNE**  
**GENŢI ŞI RUCI DE URGENŢĂ**  
**NÚDZOVÉ TAŠKY A BATOHY**  
**TORBE IN NAHRBTNIKI ZA SILI**  
**NÖDSÄCKAR OCH RYGGSÄCKAR**  
**ئاراولطان تالاحل رهظ جورخو بئاقح**

لصانع

Manufacturer/Fabbricante/Fabricant/Fabricante/Hersteller/Fabricante/Výrobce/Proizvodáč/  
Κατασκευαστής/Gamintojas Fabrikant/Producent/Producent/Tillverkare/Gyártó/Valmistaja/  
производитель/Fabrikant/Tootja/Ražotājs/Výrobca/Proizvajalec/Produsent/مصنع  
**QUANZHOU SKYSOAR BAGS CO.,LTD**  
No. 163 Beiqingdong Road, Beifeng Industrial Area, Quanzhou 362000, China  
info@skysoars.cn

Importato da / Imported by / Importé de / Importado de / Importado por / Eingeführt von / Εισαγωγή  
από / Importat de / Importowane przez / Importováno / Importerad av / Maahantuoja / Uvezao /  
Importálja / Importované z / Importeret af / Uvozil / Importované z / Geïmporteerd door / Importert av /  
Importavo / :  
Importē / Внесен от / Imporditud asukohast / استه براد  
**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
**www.gimaitaly.com**  
Made in China

## **JELLEMZŐK**

A GIMA táskákat és hátizsákokat arra tervezték, hogy hatékonyabbá tegyék az elsősegély során történő beavatkozásokat. Biztonságos szállítást biztosítanak, a műszerek, a gyógyszerek, a termékek vagy az orvosi- és elsősegélynyújtó eszközök pedig praktikus tárolórekeszekben tárolhatók. A táskákat és hátizsákokat üresen szállítjuk.

## **ELŐÍRÁSOK**

A terméket csak szakképzett személyek használhatják, akik tisztában vannak azokkal a higiéniai korlátokkal, amelyek a termék olyan helyen történő használatából erednek, ahol szennyező vagy bakteriálisan fertőzött elemek fordulhatnak elő. A GIMA nem tehető felelőssé a táska tartalmában okozott károkért vagy azokért a károkért, amelyeket a táska tartalma okozhat a táskáknak vagy hátizsákoknak.

A termék, illetve annak részei nem használhatók a tervezettől eltérő célokra.

Ne hagyja felügyeletlenül a terméket, gyermekektől vagy szakképzetlen személyektől tartsa távol.

Ne használja a terméket, ha sérült, forduljon a viszonteladóhoz.

Kerüljön minden ideiglenes javítást.

A használat során vigyázzon, hogy ne okozzon kárt a cipzárakban.

Amikor kinyitja vagy bezárja a cipzárakat, győződjön meg arról, hogy nem csípődnek be más anyagokba és mindig teljesen nyissa ki és zárja be őket.

Ha a palackokból bármilyen folyadék vagy por szivárgott ki, tisztítsa meg és fertőtlenítsa a táskát vagy hátizsákot, mert károsíthatják vagy beszennyezhetik magát a táskát vagy az abban lévő termékeket.



Ne töltse meg túlzott mértékben. A tartalom súlyának és formájának meg kell felelnie a táska vagy hátizsák típusának. Mindig ellenőrizze, hogy a tartalom súlya nem lépi-e túl a táska modell súllyal kapcsolatos indikációit vagy a felhasználó teherbírását. A kézzel emelhető és mozgatható maximális súlyokkal kapcsolatos útmutatásokért lásd az érvényben lévő helyi szabályokat.

## **KICSOMAGOLÁS**



A csomagolás elemei (papír, celofán, fém kapsok, ragasztószalag stb.) vághatnak és/vagy sérülést okozhatnak ha nem kezeli őket óvatosan. A megfelelő eszközökkel vegye le őket és ne hagyja őket jogosulatlan személyeknél. Ugyanez vonatkozik a csomagolás kinyitására használt eszközökre (ollók, kések stb.).

A csomagolás kinyitása utáni első teendő a termék részeinek ellenőrzése; ellenőrizze, hogy minden szükséges alkatrész a helyén van-e és ellenőrizze az állapotukat: cipzárak mozgása, csatok, tépőzárak vagy szalagok rögzítése, fogantyúk tartása.

## **KARBANTARTÁS**

Úritse ki a zsebeket és rázzon ki minden laza törmeléket. Ezután használjon enyhe tisztítószeret és vizet a foltok vagy szennyezett területek tisztítására. Az alaposabb tisztítás érdekében kézzel mosható a teljes zsák enyhe tisztítószerrel és meleg vízzel. Kímélően dörzsölje az anyagot puha kefével vagy ruhával, majd alaposan öblítse ki. Végül terítse ki a zsákot a levegőn megszáradni. Ne használjon erős vegyszereket vagy fehérítőt, mert ezek károsíthatják a poliészter anyagot.

A táskák és hátizsákok nem helyezhetők autoklávba

A termék megfelelő ártalmatlanításához vegye figyelembe a használat országának jogszabályait.

## **GIMA GARANCIÁLIS FELTÉTELEK**

A termékre a Gima szokásos, 12 hónapos B2B garanciája érvényes.