



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**BORSE E ZAINI EMERGENZA**  
**EMERGENCY BAGS AND BACKPACKS**  
**SACS ET SACS À DOS D'URGENCE**  
**BOLSOS Y MOCHILAS EMERGENCIA**  
**ERSTE-HILFE-TASCHEN UND ERSTE-HILFERUCKSÄCKE**  
**BOLSAS E MOCHILAS DE EMERGÊNCIA**  
**ΤΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΙΔΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ**  
**СПЕШНИ ЧАНТИ И РАНИЦИ**  
**NOUZOVÉ TAŠKY A BATOHY**  
**NØDTASKER OG RYGSAKKE**  
**HÄDAABI KOTID JA SELJAKOTID**  
**HÄTÄLAUKUT JA REPUT**  
**TORBE I RUKSAK ZA HITNU POMÓČ**  
**VÉSZTÁSKA ÉS HÁTIZSÁK**  
**AVARINIAI KREPŠIAI IR KUPRINĖS**  
**ÅRKÅRTAS SOMAS UN MUGURSOMAS**  
**NØDSEKKER OG RYGGSEKER**  
**NOODTASSEN EN RUGZAKKEN**  
**TORBY I PLECAKI AWARYJNE**  
**GENŢI ŞI RUCI DE URGENŢĂ**  
**NÚDZOVÉ TAŠKY A BATOHY**  
**TORBE IN NAHRBTNIKI ZA SILI**  
**NÖDSÄCKAR OCH RYGGSÄCKAR**  
**ئىراوطلا تالاحل رهظ جورخو بئاقح**

لصانع

Manufacturer/Fabbricante/Fabricant/Fabricante/Hersteller/Fabricante/Výrobce/Proizvodáč/  
Κατασκευαστής/Gamintojas Fabrikant/Producent/Producent/Tilverkare/Gyártó/Valmistaja/  
производитель/Fabrikant/Tootja/Ražotājs/Výrobca/Proizvajalec/Produsent/مصنع  
**QUANZHOU SKYSOAR BAGS CO.,LTD**  
No. 163 Beiqingdong Road, Beifeng Industrial Area, Quanzhou 362000, China  
info@skysoars.cn

Importato da / Imported by / Importé de / Importado de / Importado por / Eingeführt von / Εισαγωγή  
από / Importat de / Importowane przez / Importováno / Importerad av / Maahantuojaja / Uvezao /  
Importálja / Importované z / Importeret af / Uvozil / Importované z / Geïmporteerd door / Importert av /  
Importavo / :  
Importē / Внесен от / Imporditud asukohast / استء بر اد  
**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
**www.gimaitaly.com**  
Made in China

### **KENMERKEN**

De tassen en rugzakken van GIMA zijn ontworpen om de eerstehulphandelingen efficiënter te maken. Ze garanderen een veilig transport en de instrumenten, medicijnen, producten of medische en eerstehulpmiddelen worden in praktische vakken opgeslagen. De tassen en rugzakken worden leeg geleverd.

### **VOORSCHRIFTEN**

Het product kan alleen gebruikt worden door gekwalificeerde personen die zich bewust zijn van de hygiënische beperkingen bij het gebruik van het product op plaatsen waar er sprake kan zijn van vervuilende of bacteriologisch besmette elementen. GIMA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de inhoud of die de inhoud van de tas kan veroorzaken aan de tassen of rugzakken.

Het product of een van de onderdelen ervan kan niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor het is ontworpen.

Laat het product niet onbeheerd binnen het bereik van kinderen of niet-gekwalificeerd personeel.

Gebruik het product niet als het beschadigd is; neem in dergelijke gevallen contact op met de dealer.

Vermijd geïmproviseerde reparaties.

Wees tijdens het gebruik voorzichtig om de ritssluitingen niet te beschadigen.

Zorg er tijdens de opening en sluiting van de ritssluitingen voor dat ze niet in ander materiaal vastlopen en open of sluit ze altijd volledig.

Als er sprake is van uit flessen gelekte vloeistoffen of poeders, reinig en desinfecteer de tas of rugzak dan omdat ze anders beschadigd kunnen raken of de tas zelf of de producten erin verontreinigd kunnen worden.



Vul de tassen niet te veel. Het gewicht en de vorm van de inhoud moet overeenstemmen met het type tas of rugzak. Controleer altijd dat het gewicht van de inhoud niet de gewichtsaanduidingen van het model tas of de mogelijkheden van de gebruiker overschrijdt. Verwijs voor aanduidingen omtrent het maximale gewicht dat handmatig geheven en vervoerd kan worden naar de plaatselijk geldende voorschriften.

### **UITPAKKEN**



De elementen van de verpakking (papier, cellofaan, metalen nietjes, plakband, enz.) kunnen snijwonden/l etsel veroorzaken indien ze niet voorzichtig gehanteerd worden. Verwijder ze met geschikt gereedschap en laat ze niet binnen het bereik van onbevoegde personen. Hetzelfde geldt voor de gereedschappen gebruikt voor de opening van de verpakking (schaar, mes, enz).

Na de opening van de verpakking moeten allereerst alle delen van het product gecontroleerd worden; controleer de conditie van alle noodzakelijke componenten en of ze zich op hun plaats bevinden: controleer de beweging van ritssluitingen, de bevestiging van clips, (klitten-)band, de sterkte van handgrepen.

### **ONDERHOUD**

Maak alle zakken leeg en schud alle losse vuildeeltjes eruit. Gebruik vervolgens een mild reinigingsmiddel en water om eventuele vlekken of vuile plekken te reinigen. Voor een grondigere reiniging kan de hele tas met de hand gewassen worden met een mild reinigingsmiddel en warm water. Schrob de stof zachtjes met een zachte borstel of doek en spoel de tas vervolgens grondig af. Hang de tas daarna op om aan de lucht te laten drogen. Vermijd het gebruik van agressieve chemicaliën of bleekmiddel, omdat deze de polyester stof kunnen beschadigen. De tassen en rugzakken kunnen niet in een autoclaaf behandeld worden.

Neem voor een correcte verwijdering van het product de wetgeving van het land van gebruik in acht.

### **GIMA GARANTIEVOORWAARDEN**

De Gima standaard B2B garantie van 12 maanden is van toepassing.