



**GIMA**

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

---

# JEDNORAZOWE OCHRANIACZE NA OBUWIE Z FOLII NIE ANTYPOŚLIZGOWEJ BOTOȘEI DE UNICĂ FOLOSINȚĂ FĂRĂ TALPĂ ANTIDERAPANTĂ

## PL

**Nazwa produktu** Jednorazowe ochraniacze na obuwie z folii nie antypoślizgowej

**Kod produktu** FGSCNAS-PP35 (21094)

**Model produktu** Standardowe ochraniacze na buty, 17x40cm

**Struktura i skład** Ochraniacz jest wykonany z PP o gramaturze 35g, z mocowaniem za pomocą gumki.

**Zamierzone zastosowanie** Produkty są przeznaczone do zapewnienia ogólnej izolacji w ambulatoriach, oddziałach szpitalnych, pomieszczeniach kontrolnych, pomieszczeniach do czyszczenia, laboratoriach, itp. Produkty są zgodne z polityką profilaktyki i kontroli zakażeń i są przeznaczone do użytku przez pracowników służby zdrowia zatrudnionych w szpitalach i klinikach, aby zapewnić poprawny poziom higieny.

**Przeciwwskazania** Produkty są przeznaczone do jednorazowego użytku i należy je zastosować natychmiast po otwarciu opakowania. W przypadku uszkodzenia opakowania na produkcie mogą wystąpić ślady wilgoci i pleśni. Nie używać.

### Sposób używania produktu

- Otworzyć opakowanie i wyjąć ochraniacz, nałożyć ochraniacz na stopę.
- Ochraniacz rozłożyć tak, aby pokrywał on całą stopę.

**Przechowywanie** Przechowywać w pomieszczeniu czystym, bez gazów korrozyjnych, suchym i wentylowanym, o wilgotności względnej nie wyższej niż 80%.



### Ostrzeżenie

- Produkt jednorazowego użytku, nie nadaje się do ponownego wykorzystania.
- Produkt jednorazowego użytku, nie przekazywać innym osobom.
- Zakaz używania w przypadku uszkodzenia opakowania lub zabezpieczeń.

**Uwaga: W przypadku wystąpienia poważnych wypadków w czasie stosowania produktu, należy się skontaktować z producentem i z właściwym organem państwa członkowskiego, w którym produkt został wprowadzony do obrotu.**

**Ważność** 3 lata.

**Data produkcji** Patrz data na opakowaniu

**Termin ważności** Patrz data na opakowaniu

## WARUNKI GWARANCJI GIMA

Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima.

REF	PL Numer katalogowy RO Cod produs		PL Przechowywać z dala od światła słonecznego RO A se păstra ferit de razele soarelui		PL Przechowywać w suchym miejscu RO A se păstra într-un loc răcoros și uscat		PL Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej RO Reprezentant autorizat pe teritoriul Comunității Europene
LOT	PL Kod partii RO Număr de lot		PL Wyrób medyczny zgodny z Rozporządzenie (UE) 2017/745 RO Dispozitiv medical realizat în conformitate cu prevederile regulamentul (UE) 2017/745		PL Ostrzeżenie — Zobacz instrukcję obsługi RO Atenție: Citiți și respectați cu atenție instrucțiunile (avertismentele) de utilizare		PL Jedno urządzenie, nie używaj ponownie RO Dispozitiv de unică folosință, a nu se refolosi
	PL Producent RO Producător		PL Data produkcji RO Data fabricației		PL Wyrób medyczny RO Dispozitiv medical		PL Przeczytaj instrukcje użytkowania RO Citiți instrucțiunile de utilizare
	PL Nie sterylne RO Nesteril		PL Data ważności RO Valabil până la data de		PL Granica temperatury RO Limită de temperatură		PL Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone RO A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat
	PL Granica wilgotności RO Limită de umiditate		PL Delikatny, obchodzić się ostrożnie RO Fragil, manevrati cu atenție		PL Tą stroną do góry RO Această parte în sus		PL Obchodzić się ostrożnie RO Manevrati cu atenție

## REF FGSCNAS-PP35 (GIMA 21094)

Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd  
Yongan East Avenue, Xianning Economic Development Zone, Xianning City, Hubei Province, China  
Made in China

Eingeführt von / Importado por / Importowane przez / Importat de:  
**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



Humiss Beratung GmbH  
Gneisenaustraße  
8.40477, Düsseldorf, Deutschland

