

NICHT RUTSCHFESTER EINWEG-SCHUHÜBERZIEHER COBRE-SAPATOS NÃO ANTIDERRAPANTE DESCARTÁVEL

PT

Nome do produto Cobre-sapatos Não Antiderrapante descartável

Código do produto FGSCNAS-PP35 (21094)

Modelo do Produto Cobre-sapatos Normal, 17x40 cm

Estrutura e Composição O cobre-sapatos é feito com 35 g de PP, com elástico para fixação.

Utilização prevista Os produtos são utilizados principalmente para isolamento geral em ambulatórios, salas de tratamentos, de observação, de limpeza, laboratório etc. Destina-se a ser utilizado por profissionais de saúde em hospitais e clínicas para manter um bom nível de higiene e contribuir para o controlo de infeções.

Contraindicações Os produtos podem ser utilizados apenas uma vez e devem ser utilizados imediatamente após a abertura da embalagem. Se a embalagem estiver danificada, os produtos estiverem húmidos ou com mofo, não os utilize.

Modo de utilização do produto

1. Abra a embalagem do produto e retire o cobre-sapatos, estique os pés e estenda o cobre-sapatos sobre os pés.
2. Arranje o cobre-sapatos para garantir que estão bem colocados nos pés.

Armazenamento Deve ser armazenado num sala limpa com humidade relativa não superior a 80%, sem gases corrosivos, armazenado em local fresco, seco e bem ventilado.



Aviso

1. Este produto é descartável, não reutilize.
2. Este produto é de uso único, nunca partilhe o seu produto com outra pessoa.
3. É proibido usar quando a embalagem ou as coberturas estiverem danificadas.

Nota: Qualquer incidente grave ocorrido em relação ao dispositivo deve ser relatado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro no qual o utilizador ou paciente está estabelecido.





















Validade 3 anos.

Data de fabrico Veja a data na embalagem

Data de validade Veja a data na embalagem

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

 REF	DE Erzeugniscode PT Código produto		DE Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern PT Guardar ao abrigo da luz solar		DE An einem kühlen und trockenen Ort lagern PT Armazenar em local fresco e seco	 EG REF	DE Autorisierter Vertreter in der EG PT Representante autorizado na União Europeia
 LOT	DE Chargennummer PT Número de lote		DE Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 PT Dispositivo médico em conformidade com a regulamentação (UE) 2017/745		DE Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen PT Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente		DE Für einmaligen Gebrauch, nicht wiederverwenden PT Dispositivo descartável, não reutilizar
	DE Hersteller PT Fabricante		DE Herstellungsdatum PT Data de fabrico		DE Medizinprodukt PT Dispositivo médico		DE Gebrauchsanweisung beachten PT Consulte as instruções de uso
	DE Nicht steril PT Não estéril		DE Ablaufdatum PT Data de validade		DE Temperaturgrenzwert PT Limite de temperatura		DE Nicht verwenden, wenn das Paket beschädigt ist PT Não use se o pacote estiver danificado
	DE Feuchtigkeitsgrenzwert PT Granica wilgotności		DE Zerbrechlich - Vorsichtig behandeln PT Frágil, manuseie com cuidado		DE Diese Seite (nach) oben! PT Este lado para cima		DE Vorsichtig behandeln PT Manuseie com cuidado

REF FGSCNAS-PP35 (GIMA 21094)



Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd
Yongan East Avenue, Xianning Economic Development
Zone, Xianning City, Hubei Province, China
Made in China



Humiss Beratung GmbH
Gneisenaustraße
8.40477, Düsseldorf, Deutschland



Eingeführt von / Importado por / Importowane przez / Importat de:
Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

