



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**BORSE E ZAINI EMERGENZA**  
**EMERGENCY BAGS AND BACKPACKS**  
**SACS ET SACS À DOS D'URGENCE**  
**BOLSOS Y MOCHILAS EMERGENCIA**  
**ERSTE-HILFE-TASCHEN UND ERSTE-HILFERUCKSÄCKE**  
**BOLSAS E MOCHILAS DE EMERGÊNCIA**  
**ΤΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΙΔΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ**  
**СПЕШНИ ЧАНТИ И РАНИЦИ**  
**NOUZOVÉ TAŠKY A BATOHY**  
**NØDTASKER OG RYGSAKKE**  
**HÄDAABI KOTID JA SELJAKOTID**  
**HÄTÄLAUKUT JA REPUT**  
**TORBE I RUKSAK ZA HITNU POMOC**  
**VÉSZTÁSKA ÉS HÁTIZSÁK**  
**AVARINIAI KREPŠIAI IR KUPRINĖS**  
**ÅRKÅRTAS SOMAS UN MUGURSOMAS**  
**NØDSEKKER OG RYGGSEKER**  
**NOODTASSEN EN RUGZAKKEN**  
**TORBY I PLECAKI AWARYJNE**  
**GENTI ŞI RUCI DE URGENTĂ**  
**NÚDZOVÉ TAŠKY A BATOHY**  
**TORBE IN NAHRBTNIKI ZA SILI**  
**NÖDSÄCKAR OCH RYGGSÄCKAR**  
**ئاراولطان تالاحل رهظ جورخو بئاقح**

لصانع

Manufacturer/Fabbricante/Fabricant/Fabricante/Hersteller/Fabricante/Výrobce/Proizvodáč/  
Κατασκευαστής/Gamintojas Fabrikant/Producent/Producent/Tillverkare/Gyártó/Valmistaja/  
производитель/Fabrikant/Tootja/Ražotājs/Výrobca/Proizvajalec/Produsent/مصنع  
**QUANZHOU SKYSOAR BAGS CO.,LTD**  
No. 163 Beiqingdong Road, Beifeng Industrial Area, Quanzhou 362000, China  
info@skysoars.cn

Importato da / Imported by / Importé de / Importado de / Importado por / Eingeführt von / Εισαγωγή  
από / Importat de / Importowane przez / Importováno / Importerad av / Maahantuoja / Uvezao /  
Importálja / Importované z / Importeret af / Uvozil / Importované z / Geïmporteerd door / Importert av /  
Importavo / :  
Importē / Внесен от / Imporditud asukohast / استه براد  
**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
**www.gimaitaly.com**  
Made in China

### **FUNKTIONER**

GIMA väskor och ryggsäckar är avsedda att göra ingrepp för första hjälpen mer effektiva. De garanterar säker transport och instrumenten, läkemedlen, produkter eller medicintekniska produkter och förstahjälpanordningar förvaras i praktiska fack. Väskor och ryggsäckar levereras tomma.

### **FÖRESKRIFTER**

Produkten får endast användas av kvalificerade personer, medvetna om hygieniska begränsningar på grund av användningen av produkten på platser där det kan finnas förorenade eller bakteriologiskt infekterade element. GIMA kan inte hållas ansvariga för skador på grund av innehållet eller som innehållet i väskan kan orsaka väskorna eller ryggsäckarna.

Produkten eller någon av dess delar får inte användas för andra syften än de som den är avsedd för.

Lämna inte produkten utan tillsyn, inom räckhåll för barn eller personal utan kompetens.

Använd inte produkten om den är skadad, kontakta återförsäljaren.

Undvik tillfällig reparation.

Var försiktig under användning så att inte blixtlåsen skadas.

När blixtlåsen öppnas och stängs, kontrollera att de inte fastnar i andra material och öppna eller stäng dem alltid fullständigt.

Om några vätskor eller pulver skulle läcka ut ur flaskorna, rengör och desinficera väskan eller ryggsäcken, därför att de kan skada eller förorena själva vätskan eller produkten inuti.



Fyll inte på för mycket. Innehållets vikt och form måste passa för typen av väska eller ryggsäck. Kontrollera alltid att innehållets vikt inte överskrider viktindikationerna för väskans modell eller användarens möjlighet. För alla indikationer som rör maximala vikter som kan lyftas och förflyttas manuellt, se gällande lokala förordningar.

### **UPPACKNING**



Förpackningselementen (papper, cellofan, metallstaplar, tejp med mera) kan skära och/eller skada om de inte hanteras försiktigt. Ta bort dem med lämpliga verktyg och lämna inte med obehörig personal. Det samma gäller för verktyg som används för att öppna förpackningen (saxar, knivar med mera).

Den första åtgärden som ska göras efter att förpackningen öppnats är att kontrollera alla produktdelar, kontrollera att alla komponenter som krävs är på plats och kontrollera deras skick: blixtlåsens rörelse, fastsättning av klämmor, kardborrband eller remsor, handtagens hållbarhet.

### **UNDERHÅLL**

Då alla fickor tomts och allt löst skräp skakats, används ett mildt rengöringsmedel och vatten för att rengöra alla fläckar eller smutsiga områden. För en mer noggrann rengöring kan du handtvätta hela väskan med ett mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Skrubba försiktigt tyget med en mjuk borste eller trasa och skölj sedan noggrant. Häng slutligen upp påsen för att lufttorka. Undvik att använda starka kemikalier eller blekmedel, eftersom de kan skada polyestervävnaden.

Väskorna och ryggsäckarna får inte läggas i en autoklav.

Följ lagarna i användningslandet för att korrekt bortskaffa produkten.

### **GIMA GARANTIVILLKOR**

Gima 12-månaders standardgaranti B2B gäller.