



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BORSE E ZAINI EMERGENZA
EMERGENCY BAGS AND BACKPACKS
SACS ET SACS À DOS D'URGENCE
BOLSOS Y MOCHILAS EMERGENCIA
ERSTE-HILFE-TASCHEN UND ERSTE-HILFERUCKSÄCKE
BOLSAS E MOCHILAS DE EMERGÊNCIA
ΤΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΙΔΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
СПЕШНИ ЧАНТИ И РАНИЦИ
NOUZOVÉ TAŠKY A BATOHY
NØDTASKER OG RYGSAKKE
HÄDAABI KOTID JA SELJAKOTID
HÄTÄLAUKUT JA REPUT
TORBE I RUKSAK ZA HITNU POMÓČ
VÉSZTÁSKA ÉS HÁTIZSÁK
AVARINIAI KREPŠIAI IR KUPRINĖS
ÅRKÅRTAS SOMAS UN MUGURSOMAS
NØDSEKKER OG RYGGSEKER
NOODTASSEN EN RUGZAKKEN
TORBY I PLECAKI AWARYJNE
GENŢI ŞI RUCI DE URGENŢĂ
NÚDZOVÉ TAŠKY A BATOHY
TORBE IN NAHRBTNIKI ZA SILI
NÖDSÄCKAR OCH RYGGSÄCKAR
ئاراولطان تالاحل رهظ جورخو بئاقح

لصانع

Manufacturer/Fabbricante/Fabricant/Fabricante/Hersteller/Fabricante/Výrobce/Proizvodáč/
Κατασκευαστής/Gamintojas Fabrikant/Producent/Producent/Tillverkare/Gyártó/Valmistaja/
производитель/Fabrikant/Tootja/Ražotājs/Výrobca/Proizvajalec/Produsent/مصنع
QUANZHOU SKYSOAR BAGS CO.,LTD
No. 163 Beiqingdong Road, Beifeng Industrial Area, Quanzhou 362000, China
info@skysoars.cn

Importato da / Imported by / Importé de / Importado de / Importado por / Eingeführt von / Εισαγωγή
από / Importat de / Importowane przez / Importováno / Importerad av / Maahantuoja / Uvezao /
Importálja / Importované z / Importeret af / Uvozil / Importované z / Geïmporteerd door / Importert av /
Importavo / :
Importē / Внесен от / Imporditud asukohast / استه براد
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

VLASTNOSTI

Tašky a batohy GIMA sú navrhnuté tak, aby prvá pomoc bola vďaka nim účinnejšia. Zaisťujú bezpečnú prepravu a nástroje, lieky, výrobky a pomôcky prvej pomoci sú uložené v praktických priehradkách. Tašky a batohy sa dodávajú prázdne.

PREDPISY

Výrobok môže používať iba kvalifikované osoby, vedomé si hygienických obmedzení z dôvodu používania výrobku na miestach, kde by mohli byť znečisťujúce alebo bakteriologicky infikované prvky. Spoločnosť GIMA sa nemôže považovať za zodpovednú za škody spôsobené obsahom alebo, ak obsah tašky môže spôsobiť poškodenie tašiek alebo batohov.

Výrobok alebo akákoľvek jeho časť sa nemôže použiť na účely iné ako pre ktoré bol navrhnutý.

Nenechávajte výrobok bez dozoru, v dosahu detí alebo nekvalifikovaných pracovníkov.

Výrobok nepoužívajte, ak je poškodený a skontaktujte sa s predajcom.

Nevykonávajte dočasné opravy.

Počas použitia buďte opatrní, aby ste nepoškodili zipsy.

Pri odopínaní a zapínaní zipsov overte, či sa nezaseknú do iných materiálov a vždy ich úplne odopnite a zapnite.

Ak by z fliaš unikali nejaké tekutiny alebo prášok, tašku alebo batoh vyčistite a vydezinfikujte, pretože by mohli poškodiť alebo kontaminovať samotnú tašku alebo výrobky v nej.



Príliš nenapĺňajte. Hmotnosť a tvar obsahu musia byť adekvátne typu tašky alebo batohu. Vždy overte, či hmotnosť obsahu nepresahuje údaje o hmotnosti modelu tašky alebo možnosti používateľa. Pokyny týkajúce sa maximálnych hmotností, ktoré sa môžu zdvíhať a presúvať ručne, nájdete v platných miestnych nariadeniach.

VYBALENIE



Obalové prvky (papier, celofán, kovové svorky, lepiaca páska atď.) môžu porezať alebo zraniť, pokiaľ sa s nimi nezaobchádza opatrne. Odstráňte ich vhodnými nástrojmi a nenechávajte ich s neoprávnenými osobami. To isté platí pre nástroje použité na otvorenie balenia (nožnice, nožičky atď.).

Prvým krokom, ktorý sa má vykonať po otvorení balenia je skontrolovať všetky časti výrobku; overte, či sa tam nachádzajú všetky potrebné komponenty a overte ich stav: pohyb zipsov, upevnenie svoriek, suchý zips alebo pásky, odolnosť rúčok.

ÚDRŽBA

Vyprázdňte všetky vrecká a potraсте nimi, aby sa uvoľnil všetok odpad, potom použite jemný čistiaci prostriedok a vody na vyčistenie škvŕn a znečistených oblastí. Pre dôkladnejšie vyčistenie môžete celú tašku vyprať ručne jemným čistiacim prostriedkom a teplou vodou. Jemne vydrhnite látku mäkkou kefou alebo handrou, a potom dôkladne opláchnite. Nakoniec tašku zaveste, aby sa osušila na vzduchu. Nepoužívajte drsné chemikálie alebo bielidlá, keďže tieto môžu poškodiť polyesterovú látku.

Tašky a batohy sa nemôžu vložiť do autoklávu.

Zabezpečte súlad so zákonmi v krajine použitia pre správnu likvidáciu výrobku.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI GIMA

Platí 12-mesačná záruka štandardu B2B spoločnosti Gima.