


IMMOBILISATEURS DE TÊTE




IMMOBILISATEURS DE TÊTE
4 modèles d'immobilisateur de tête, de différente forme, matériau et coloris. Tous sont constitués de 2 blocs et de 2 sangles pour bloquer tout mouvement de la tête des blessés pendant leur transport. Immobilisateur de tête "STOP" disponible en jaune, bleu électrique, rouge, vert, vert militaire avec une commande min. de 50 unités.



Matériau radiotransparent, idéal pour les examens de radiologie


Code GIMA	Type	Coloris	Matériau
34020	FERMO-1	jaune	Mousse PE recouverte de PVC
34021	FERMO-2	rouge	Mousse NBR imprégnée de PVC
34080	STOP	orange	Mousse haute densité + revêtement hydrofuge
34078	STOP	noir	Mousse haute densité + revêtement hydrofuge
34079	CONTOUR	jaune	PVC moulé non toxique et polyuréthane

CEINTURES D'IMMOBILISATION POUR BRANCARDS ET PLANCHES DORSALES



Code GIMA	Type	Coloris	Dimensions (cm)	Charge max. (kg)	Type de boucle	À utiliser avec
34010	Ceinture-A	rouge	5x213	60	Verrou d'accrochage en plastique	brancards + planches
34011	Ceint.-B - réglable	noire	5x213	60	2 attaches rapides pivot. + verrou d'accroch. en plastique	planches dorsales à broche
34012	Ceinture-C	rouge	5x213	200	Disp. d'ouverture automatique rapide (ceinture simple)	brancards + planches
34013	Ceinture-D	noire	5x213	200	Disp. d'ouverture rapide automatique (ceinture en 2 pièces)	brancards + planches
34014	Jeu de 3 ceint.-B	orange	5x274	60	2 attaches rapides pivot. + verrou d'accroch. en plastique	planches dorsales
34015	Jeu de 3 ceint.-B	jaune	5x213	200	2 attaches rapides pivot. (ceinture en 2 pièces)	brancards + planches
34081	Jeu de 3 ceint.	orange	-	-	Crochet en plastique d'ouverture rapide	brancards + planches
34082	Sangle araignée	multicolore	5x46x183	-	Système de bandes velcro	planches dorsales
34018	Sangle araignée	multicolore	5x51x203	-	Système de bandes velcro - réglable	planches dorsales
32794	Sac en nylon	rouge	-	-	-	peut contenir jusqu'à 3 ceintures


HOUSSE MORTUAIRE



• **34116 HOUSSE MORTUAIRE - PVC**
Fabriquée en PVC (PVC intérieur transparent, extérieur noir) et munie de deux longues fermetures à glissière. Noir. Dimensions: 210x90 cm. Capacité de charge: 150 kg.

• **34117 HOUSSE MORTUAIRE - vinyle**
Fabriquée en vinyle recouvert de nylon, conforme à la norme EN 1865. Longue fermeture à glissière. Bleu. Dimensions: 210x90 cm. Capacité de charge: 150 kg.

CIVIÈRE DE TRANSPORT



• **34090 CIVIÈRE DE TRANSPORT**
Civière en polyester, recouvert de PVC, anti-décomposition, imperméable, facile à nettoyer et fabriquée avec un matériau radiotransparent. 8 poignées pour garantir le transport en toute sécurité des patients. Dimensions: 190 x 60 cm. Livrée dans un sac. Capacité de charge: 150 kg.