



## LITS D'HÔPITAL AVEC 1 OU 3 ARTICULATIONS, MANUELS OU ÉLECTRIQUES



27657

- 27652 LIT 1 ARTICULATION - 1 crémaillère - sur pieds
- 27653 LIT 1 ARTICULATION - 1 crémaillère - à roulettes
- 27656 LIT 3 ARTICULATIONS - 2 crémaillères - sur pieds
- 27657 LIT 3 ARTICULATIONS - 2 crémaillères - à roulettes

- Structure principale soudée à piètement en tube rectangulaire acier.  
 - Tête et pied de lit en tubes d'acier finition verre époxy  
 - 1 articulation/2 sections ou 3 articulations/4 sections  
 - Réglage manuel par 1 ou 2 crémaillères avec poignées rétractables  
 - Pieds avec roulettes en caoutchouc/acier et frein indépendant, dont 3 pivotantes et 1 directionnelle ou pieds en plastique.



27652



27659




27660

- 27658 LIT 3 ARTICULATIONS - 2 crémaillères - hauteur variable - à roulettes
  - 27659 LIT 3 ARTICULATIONS - électrique - à roulettes
  - 27660 LIT 3 ARTICULATIONS - électrique - hauteur variable - à roulettes
- Lits à 3 articulations/4 sections réglables avec 2 crémaillères indépendantes (27658) ou un moteur électrique de 24 V CC et bouton-poussoir.  
 - hauteur réglable par pompe à pied hydraulique (27658) ou moteur électrique (27659/60).

Pieds et autres caractéristiques comme code 27652.

Code GIMA	ACCESSOIRES POUR LITS D'HÔPITAL
27663	Support escamotable - paire
27664	Barrières latérales de lit «télescopiques» universelles - paire
27667	Potence à sérum avec fixation universelle
27668	Potence avec système «slot-in»
27661	Roulettes de rechange pour 27653/57/58/59/60

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	27652/3	27656/7	27658	27659	27660
	Dimensions de la couche:	900 x 2 000 mm			
Hauteur de la couche en mm:	500	500	400/800	500	400/800
Hauteur tête et pied de lit en mm:	950				
Dimensions extérieures:	920 x 2 070 mm				
Réglage:	1 crémaillère	2 crémaillères	2 crémaillères	électrique	électrique



Support escamotable

Potence à sérum et potence

Barrières latérales de lit télescopiques

## LIT SPÉCIALISÉ 3 ARTICULATIONS/4 SECTIONS, ÉLECTRIQUE, HAUTEUR RÉGLABLE



27673


- 27673 LIT SPÉCIALISÉ - avec position de Trendelenburg - 40-80 cm
  - 27672 LIT SPÉCIALISÉ BAS avec position de Trendelenburg - 23-63 cm
- Lit à 3 articulations et 4 sections, hauteur réglable de 40 à 80 cm ou de 23 à 63 cm et mouvements électriques. Structure principale soudée en tubes d'acier rectangulaires de 50 x 25 x 2 mm. Sommier à lattes flexibles en bois, avec guides de maintien du matelas. Sections dossier et relève-jambes réglables avec deux moteurs électriques indépendants de 24 V CC et un bouton-poussoir. Section relève-jambes réglable par crémaillère. Section bassin fixe. Structures de la tête et du pied de lit amovibles, finition en hêtre naturel avec bords et coins massifs. Livré avec deux barres verticales coulissantes, clés de verrouillage/déverrouillage supérieure/inférieure et potence (27673 seulement). Pieds équipés de 4 roulettes Ø 100 mm avec frein central indépendant. Livré en kit (27673 seulement)



Hauteur du sommier par rapport au sol réglable de 40 à 80 cm ou de 23 à 63 cm

Possibilité de réglage en positions Trendelenburg (12°) et anti-Trendelenburg (12°)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Taille de la plate-forme: 900 x 2 000 mm
Hauteur de la plate-forme: 400-800 mm (27673) 230-630 mm (27672)
Mesures externes: 1 030 x 2 140 mm
Hauteur de fin du lit à partir de la plate-forme à matelas: 50 mm
Charge max: 140 kg
Alimentation: 230V - 50hz



QUALITÉ	
EN 1970:2000	DIN EN 60601-1:1996-03
DIN EN 1970:2000-12	EN 60601-2-38:1996 + A1:2000
EN 60601-1:1990+ A1:1993 + A2: 1995	DIN EN 60601-2-38:2001-07

- 27676 TABLE DE CHEVET EN BOIS
- En bois naturel de qualité. Très fonctionnelle: avec tiroir, 2 portes (peut être utilisé des deux côtés) et plateau latéral.

Dimensions: 53 x 45 x h 86,5cm  
 Plateau latéral: 58,5 x 35 cm.  
 4 roulettes rotatives (2 blocables).  
 Bords en ABS.  
 Plateau reclinable à 90°.



27676



27676



27672