


STRUMENTI ORL IN ACCIAIO INOX



- 25620 Abbassalingua Mayo - 17 cm
- 25621 Abbassalingua Bruenings - finestrato - 19 cm ●
- 25623 Abbassalingua Tobold




- 26774 Speculum nasale Voltolini reg. - misura 2 ●
- 26775 Speculum nasale Voltolini reg. - misura 0
- 26770 Set 3 speculum Hartmann - Ø 4, 5, 6 mm ●
- 26784 Divaricatore nasale Thudicum



- 26773 Pinza a baionetta Lucae - 14 cm ●
- 26783 Pinza auricolare Troeltsch - 12 cm
- 26779 Pinza Hartmann - 14 cm
- 26781 Forbici Heymann - 18 cm



- 26795 Cannula aspirazione Frazier Ø 2 mm (18 cm)
- 26796 Cannula aspirazione Frazier Ø 3 mm (18 cm)
- 26793 Cannula aspirazione Frazier Ø 4 mm (18 cm)
- 26794 Cannula aspirazione Frazier Ø 5 mm (18 cm)
- 26797* Cannula aspirazione Rosen Ø 1,5 mm (55 mm)
- 26798* Cannula aspirazione ROSEN Ø 3 mm (55 mm)



- 26771 Uncino Lucae - 14 cm (5/4") ●
- 26769 Uncino Lucae - fine - 14 cm (5/4")
- 26790 Ansa Billeau - 16 cm
- 26785 Portacotone - 16 cm



- 26792 Speculum nasali Killian/Hartmann - 14 cm/ 15 mm
- 26778 Speculum nasali Killian/Hartmann - 14 cm/ 22 mm
- 26772 Speculum nasali Killian/Hartmann - 14 cm/35mm ●
- 26776 Speculum nasali Killian/Hartmann - 14 cm/50mm
- 26764 Speculum nasali Killian/Hartmann - 14 cm/75mm
- 26777 Speculum nasali F. O. Killian - 14 cm/75mm
- 26765 Speculum nasale Tieck Halle - 14 cm

Codice GIMA	Pinze auricolari Hartmann			Disegno
	mm			
	A	B	C	
26782	90	11	0,6	
Micro-pinze Hartmann				
26786	80	6	0,3	
26787	80	4	0,6	

● **26788 MICRO PINZA A CUCCHIAIO**
A = 80 mm, B = 4 mm

● **26789 MICRO FORBICI BELLUCCI**
A = 80 mm, B = 4 mm

● **26791 MICRO PUNCH**
A = 80 mm, B = 4 mm




- **26780 KIT ORL** Contiene tutti gli strumenti marcati con ● in una scatola di alluminio (cod. 26665) 21x10xh 5 cm

SPECCHIETTI LARINGE E FORNELLINO AD ALCOL



31614



31612



- **31616 MANICO SPECCHI LARINGE REGOLABILE**
- **31615 MANICO SPECCHI LARINGE REGOLABILE**

Codice GIMA	SPECCHIETTI LARINGE - PIANI	Minimo vendita
31600	Specchietto numero 000 diametro 10 mm	10 pz. assortiti
31601	Specchietto numero 00 diametro 12 mm	
31602	Specchietto numero 0 diametro 14 mm	
31603	Specchietto numero 1 diametro 16 mm	
31604	Specchietto numero 2 diametro 18 mm	
31605	Specchietto numero 3 diametro 20 mm	
31606	Specchietto numero 4 diametro 22 mm	
31607	Specchietto numero 5 diametro 24 mm	
31608	Specchietto numero 6 diametro 26 mm	

- **31612 SERIE 9 SPECCHI LARINGE 000-6**
La serie è composta da 9 specchietti da 000 a 6. Gli specchietti hanno tutti diametro differente che varia da 10 mm a 26 mm.
minimo vendita: 1 conf. da 9 specchietti
- **31614 FORNELLO AD ALCOL - 120 cc**
In acciaio AISI 304, coperchio in ottone.